



För att Leiter-3 scoringprogram ska fungera på dator ska datumvisningen från Svenskt till USA:s datum format ändras.




1. Gå via start, välj Kontrollpanel
2. Välj klocka språk och nationella inställn
3. Välj Datum och tid
4. Välj Ändra datum och tid
5. Välj kallenderinställning
6. Ändra i Format till Engelska (USA)

Följ bildanvisning


Figur 1 Gå via start, välj Kontrollpanel




Figur 2 Välj klocka, språk och nationella inställn...




Figur 3 välj Datum och tid



Figur 4 välj Ändra datum och tid



Figur 5 Välj Ändra Kalenderinställningar



Figur 6 Ändra i format till Engelska (USA)

