

Benmärgsundersökning – olika typer av rör

För samtliga analyser används remiss **Klinisk kemi 4**.

FACS analys:

- 2 benmärgsrör med vardera 1 ml koksalt
- 1 EDTA rör med blod (3ml)

Cytogenetik (Kromosomanalys)

- 1 odlingsrör för benmärgsaspirat. Finns i frysen, tinas. OBS finns inne i renrummet på avdelning 45.
- 1 rör med 9 mL blod i Na- eller Li-Heparinrör utan gel.

FISH vid myelom

- 1 odlingsrör för benmärgsaspirat. Finns i frysen, tinas. *OBS - finns inne i renrummet på avdelning 45.*
- Inget rör för blod.

FISH vid KLL

- Utförs på blod: Både heparinrör (utan gel) och EDTA-rör 3 ml medskickas.

Molekylärgenetisk analys vid akutleukemifrågeställning

- 1 benmärgsrör med 1 ml koksalt
- 2 EDTA-rör med 3 mL med blod.

MRD akutleukemi med FACS

- 2 benmärgsrör
- Inget blod

MRD akutleukemi med molekulärgenetik

- 1 benmärgsrör med 1 ml koksalt
- 2 EDTA-rör 3 mL med blod

För övriga mutationsprover, var god se baksidan på remiss Klinisk kemi 4.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologimottagning - dagvård Uddevalla sjukhus,
Avdelning 45 NÄL

Innehållsansvar: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10041-1895626389-33

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-09-01