

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Giltig från: 2026-01-26

Giltig till: 2028-01-26

Antikoagulantia fri dialys Q Di 421

1 ex i avdelningspärm

Utföres efter läkarordination till patienter med ökad blödningsbenägenhet eller pågående blödning.

HDF maskin 6008

- Dialysator: Evodial (heparin mättat filter) det krävs det längre slangsetet till filter anslutningen OBS kontraindicerat till patienter med HIT-syndrom eller känt att patient är överkänslig mot heparin använd då en dialysator med hög UF-koefficient: FX 1000.

Evodialfilter skall **inte** autoprimas, sätt inte på vattenkopplingarna förrän test klar och du står vid maskinen, sänk blodpumpen till MAX 150ml/min prima filtret och öka till 300ml/min och till sist 400ml/min mot slutet av primingen, detta för att avlägsna luft i filtret, (se tillverkarens anvisning i filterpärm på expeditionen)

- För att spola i venkammaren ställ in HDF med sub.hastighet 25ml/min = 1500ml/timma, stäng av autoflöde.
- Dialystid 3-4 timmar.
- **OBS online closed circuit återgivning är INTE tillåtet.**

Följ ventryck och TMP, stigande tryck är ofta tecken på klottning, kontakta läkare och fråga om ev liten dos antikoagulantia kan ges. Om ventrycket och/eller TMP fortsätter stiga: avsluta dialysen och kontakta läkare.

Om patienten har lågt blodvärde ge tillbaka blodet i tid och sätt i så fall upp nytt filter och slang set.

Undvik blodtransfusion i dialysmaskinen. (ökar koagulationsrisken) om blod behöver ges (vitalindikation) använd i 1:a hand PVK.

Bästa är att ge blodtransfusionen efter avslutad dialysbehandling.

Vid dialys på IVA/annan avd gäller dialys med Evodial i första hand
Används denna metod behövs inget spoldropp.

VIKTIGT endast priming och avslut med Nacl.

OBS HDF är inte tillåtet pga vattenkvalitet

I andra hand koppla spoldropp 1-1,5l/timma i venkammaren.

Filter Fx 1000. OBS infunderad mängd skall läggas till uf mål.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Dokument-ID: NU10066-406871065-122

Version: 15.0

Giltig från: 2026-01-26

Giltig till: 2028-01-26