

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-17

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-04-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dialysmaskiner uppställda i verkstaden

GMP Q Di 133

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Morgon:

Kontrollera och därefter signera i respektive loggbok att maskinerna gått integrerat värmeprogram / desinfektion.

Om det finns maskiner som inte är anslutna till vattenslingan ska dessa kopplas in och desinfektionsprogram ska köras.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-38

Version: 13.0

Giltig från: 2025-04-17

Giltig till: 2027-04-17