

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL  
Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare  
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare  
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-07

Giltig till: 2027-05-02

# HemHd kommunalt vatten

## Hemodialysvätska kemisk kontroll

### provtagnings anvisning Q Di 211

1 ex i avdelnings pärm

#### Sammansättning

Provtagningsansvarig:	Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient
Frekvens:	4 gånger/år
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinen, tillförande dialysatslang vid filter
Provtagningskärl:	Provrör 6 ml (Gult)
Provtagningsrutin:	OBS: Dialyskoncentratets Kaliumvärde måste anges på remissen. Provtagning enl. Q Di 611
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	Kem lab, NÄL
Provsvår:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvår skannas in och lagras på sharepointytan "GMP" Vatten-Dialys och njursvikt.

#### Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Kontakta medicinskt ansvarig som tillsammans med ev sakunnig bedömer provsvaren.

Meddela dialystekniker och anteckna i loggboken.

Tag två nya kemiska prover. Ev Dialysbehandling på NÄL tills godkända provsvår Teknisk justering om prover ej godkända.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-63

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-05-07

**Giltig till:** 2027-05-02