

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Rutin

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-08

	Datum	Kolfiltrering		Avhärdning		Partikelfilter			CWP 1	CWP 2	TESTOMAT			
		Klortest X1/v	Klockor Kolfilter 1 och 2	Hårdhets test X1/vecka	Salt-Nivå	Tryck efter	Tryck skilln.	Filter byte	KOND R01	KOND R01	Klor Varje Dag	Hårdhet Varje Dag	Drift Efter ström avbrott	Manuella Test stickor
									R02	R02				
	År månad dag	Test RPC < 0,1mg/L Provkran A26	Max 10 min skillnad	Teststicka < 0,3°dH Provkran A26	Mellan min och max	>2,5 bar Värde	<0,5 bar Värde	Med Teknik el vb	µS/cm Max 15	µS/cm Max 15	< 0,1 mg/L	dH < 0,25	X1/ månad Samt vb	Utgångs Datum X1/vecka
Må														
Ti														
On														
To														
Fre														
LÖ														
SÖ														

Vid avvikande värde ska MT kontaktas

Kond Avläses i vattenrum

Vita rutor skall fyllas i.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-69

Version: 23.0

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-08