

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL  
Innehållsansvar: Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör  
Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare  
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-05

# Munkedal Instruktion för AquaBoss Lauer Q Di 259

---

Ett ex i avdelningspärm, ett ex vattenrum Dialysmott Munkedal

Ingen ändring i denna version

**Dagliga kontroller av vattenreningssystemet enligt tillverkarens anvisning i vattenpärm (se bilaga 2 Q Di 259 i avdelningspärm på dialysmottagning samt i vattenpärm Munkedal).**

**Signering av utförda moment görs på checklistan i vattenrummet, Bilaga 1 Q Di 259.**

**Ansvarig: Den som startar anläggningen**

**Anslag uppsatta i vattenrummet finns för:**

- **Larm på AquaBoss som kan åtgärdas av sjuksköterska**
- **Byte av partikelfilter**
- **Inkoppling av sterilfilter på CWP**

**Kontrollera dagligen må-fre eller när anläggningen används må, ons, fre loggningsdatorn i verkstaden:**

- **Datorm skall vara inloggad och programmet Aquaboss Vision vara i gång, om inte kontakta MT.**

**Datum och signering enligt lista sida 2, Bilaga 3 Q Di 259.**



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-83

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-05-07

**Giltig till:** 2028-05-05