

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2026-04-27

Innehållsansvar: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Giltig till: 2028-04-27

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

El konvertering av patienter med pacemaker/ICD/CRT

Utrustning

Patienter med pacemaker bör konverteras antero-posteriort, enklast med påklustrade defibrilleringsplattor, inte för nära pacemakerdosan (helst 20 cm från dosan).

- **Pacemaker:** Rutinmässig kontroll efter el konvertering behövs ej.
- **ICD/CRT** med automatiska mätningar eller hemmonitor behöver inte rutinmässigt kontrolleras efter el konverteringen men kontrolleras via extra hemmonitorsändning, övriga ska kontrolleras.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10067-1332077052-151

Version: 2.0

Giltig från: 2026-04-27

Giltig till: 2028-04-27