

Gäller för: Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus,
Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL
Innehållsansvar: Maria Wikblad, (marwi52), Systemförvaltare
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-19

Giltig till: 2027-03-19

CCC (Centricity Critical Care) vid transport till RTG och Operation

Revidering i denna version

- Inga förändringar vid denna revidering

Sammanfattning/syfte

Vara ett hjälpmedel för personalen för att uppnå god kvalitet och likformighet vid registrering i CCC.

Vilka berörs

All personal.

När patient skall iväg till RTG eller operation

1. Ta bort apparatanslutningar för MT utrustning i Apparatanslutningsfönstret.
2. Avsluta alla infusioner via Vårdmonitorn eller Vätskefönstret
3. Flytta över de pumpar som skall med till ett nytt pumprack.
4. Vid tillbakakomst till IVA, flytta tillbaka pumparna till racket.
5. Öppna apparatanslutningsfönstret och anslut MT utrustningen igen.
6. Öppna Vätskefönstret eller Vårdmonitorn och avsluta ev given vätska under RTG/operation och registrera större mängder vätska, blod mm som är givet på operation.
7. Apparatanslut resterande vätskor och infusioner igen via Vätskefönstret eller Vårdmonitorn.
8. Kontrollera att pumpar och MT utrustning blivit ansluten.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Uppvakning 3
Uddevalla sjukhus, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Maria Wikblad, (marwi52), Systemförvaltare

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-118

Version: 9.0

Giltig från: 2025-03-19

Giltig till: 2027-03-19