

Gäller för: Smärtenhet NU-sjukvården, Smärtenhet NÄL
Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-10

Giltig till: 2027-09-10

Fixation av EDA-kateter

Revidering i denna version

Inga förändringar. Uppdaterad i giltighetstid.

Syfte

Säkerställa rutiner för enhetlig fixering av EDA-kateter och filter.

Vilka berörs

Läkare och sjuksköterskor inom NU-sjukvården.

Tillvägagångssätt

EDA-Katetern fixeras på ryggen med ett Tegaderm IV 10 x 15,5 cm (med slits och förstärkning) över insticksstället. Insticksställe måste vara synligt!

Vänta gärna med detta tills insticksblödningen avstannat.



Fixera resten av katetern upp mot axeln med Opsite flexifix

Fäst EDA-filtret strax under nyckelbenet på lämplig sida. Märk katetern epiduralkateter.

- 1) Rulla ihop katetern till önskad längd
- 2) Lägg en kompress under den ihoprullade katetern och kopplingen
- 3) Tejpa över fästans ordning med en Tegaderm IV 10 x 15,5. Fixera slitsen med ett av de medföljande stripsen
- 4) Sätt fast filtret på en Perifex Pinpad "EDA-knapp"
- 5) Klistra fast Pinpaden ovanpå vingarna på tegadermen så att vingarna på förbandet låses.



OBS! För att fixeringen skall sitta stadigt är det viktigt att placera filtret på anvisad plats, nedanför nyckelbenet. Sätter man den på t.ex på axeln, blir påfrestningen på fixeringen för stor och den håller sämre.

Fixeringen skall också göras så att filtret kan bytas utan att det ursprungliga bandaget behöver tas loss.

När patienten lämnar UVA skall förbandet vara torrt och utan blod längs katetern (vid insticksställen på ryggen), men obetydlig mängd vätska eller blod kan accepteras.

Vid tveksamhet kontakta narkosläkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Smärtenhet NU-sjukvården, Smärtenhet NÄL

Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-202

Version: 16.0

Giltig från: 2025-09-10

Giltig till: 2027-09-10