

Gäller för: NU-sjukvården

Giltig från: 2025-10-01

Innehållsansvar: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig till: 2027-10-01

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Cochleaimplantat och monopolär diatermi

Förändringar sedan föregående version

Ingen revidering

Syfte

Säker hantering av monopolär diatermi när patienter med cochleaimplantat opereras.

Arbetsbeskrivning

Riktlinjer för användning av monopolär diatermi när patienter med cochleaimplantat opereras.

Huvud-hals operationer: Monopolär diatermi får inte användas.

Allmän kirurgi: (20 cm från cochleaimplantat). Monopolär diatermi ska helst undvikas. Får dock användas minst 20 cm från cochleaimplantatet. Observera att huvudet måste vara väl isolerat (ej ligga mot metall) och får inte bli vått eller fuktigt av t.ex. sprit eller vatten. Returplattan skall sättas så långt bort från cochleaimplantatet som möjligt t.ex. på lår.

Referenser och relaterade dokument

Pm från SU och information från företag

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: NU-sjukvården

Innehållsansvar: Christin Apelman Lacandler, (chrap1),
Enhetschef

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare, Cilla Rödin,
(cecpe4), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-645455372-269

Version: 2.0

Giltig från: 2025-10-01

Giltig till: 2027-10-01