

DT Thorax buk K-/K+ Enhertu-protokoll (830900, 840800)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Ny metod.

Inför undersökningen

| | |
|--------------------------|---|
| Indikationer | Kontroll vid behandling med Enhertu (trastuzumab-deruxtekan) |
| Förberedelser | <ul style="list-style-type: none">• Andningsträning så att serierna görs i maximal inspiration• Kreatinin och GFR.• PVK, helst rosa. |
| PO kontrast/dryck | 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | <ul style="list-style-type: none">• Bolus 1: Omnipaque 350 mg l/ml enligt OmniJect "Thorax/buk split bolus 1".• Bolus 2: Omnipaque 350 mg l/ml enligt OmniJect "Thorax/buk split bolus 2".• Obs! Vid dosanpassning enligt ratio 0,5 ges all kontrast som en bolus, där kontramängden beräknas enligt OmniJect "Buk venös". Injektionstid 40 s, delay thorax 50 s, buk 80 s. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | <ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Fötterna mot gantryt.• Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| | |
|--|---|
| | |
| Bild/serie | Inställning |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. |
| 1.Thorax K- | Jugulum - lungbaser |
| 2. Thorax/buk K+ | Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i> |
| Efter scanning segmenteras serien i thorax och buk, som läggs på separata kort och reformateras som vanligt. | |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. Thorax K- | AX | 0,6/0,6 | BI64/Standard/FC08 | C-400 W1600 | Syngo.via/ PACS |
| 2. Thorax/buk K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/ PACS |
| Lungor K+ | AX | 0,6/0,6 | BI64/Standard/FC08 | C-400 W1600 | PACS |
| Lungor K+ | COR | 3/3 | BI64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Lungor K+ | SAG | 3/3 | BI64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Buk K+ | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Buk K+ | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,
Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Sektionsledare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-174498515-183

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-09

Giltig till: 2028-04-09