

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-11-04

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-11-04

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Fotled – Frakturkontroll, skelettförändring, osteit, RA, artros, artrit

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre textändring, under bildtagning vridning.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Artrit
- Artros
- Frakturkontroll
- Osteit
- RA
- Skelettförändring

Strålskydd

Se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Liten

Bildtagning

1. Frontal
2. Vridning (mortise view)
3. Sida

Bildtagning

Frontal

Patienten i ryggläge.

Underbenet mot bordet. Flekterad fot och eventuellt något inåtroterad.

Centrera på leden och stöd fotsulan.

Vid frakturkontroll centrera över aktuellt område

Kriterier

Ledspalten mellan tibia och talus friprojicerad.

Basen av metatarsale 5 ska vara synlig.

Frontal höger



Frontal vänster



Vridning (mortise view)

Samma som frontal men underbenet roteras inåt 15° alternativt vinkla röret 15° lateralt.

Leden mellan talus och fibula ska friprojiceras.

Kriterier

Ledspalten mellan talus och fibula friprojicerad.

Basen av metatarsale 5 ska vara synlig.

Vridning höger



Vridning vänster



Sida

Patienten ligger på sidan med fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan.

För att få en rak sida där malleolerna täcker varandra bör foten vridas upp något från underlaget.

Centrera över leden.

Vid frakturkontroll centrera över aktuellt område.

Kriterier

Leden mellan tibia och talus friprojicerad.

Hela calcaneus samt proximala metatarsale 5 ska avbildas.

Sida höger



Sida vänster



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-10

Version: 4.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-04