

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-03-24

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-24

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Bäcken – Protesbäcken preoperativt med kula

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| | |
|-----------------------|---|
| Frågeställning | Preoperativ höftprotes |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Arbetsplats | Adora T3 |
| Detektor | Potter med raster |
| Övrigt | Kula ska användas vid undersökningen. Används som kalibrering av ortopederna så att patienten får rätt storlek på sin protes. Placera kulan mellan patientens ben. Kulan placeras i medellinjen så nära/högt upp som möjligt. Sträva efter att få kulan i höjd med trochantern. |
| Bildtagning | 1. Frontal |

Bildtagning

Frontal

Patientens ben ska vara raka, raka knän som vid en knäfrontal.

Har patienten svårt att hålla benen rakt fram använd speciell ställning/låda om sådan finns.

Centrera cirka 4-5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant. Cirka 10 cm av bäckenet ska synas ovan acetabulum.

Kriterier

Hela kalibreringskulan ska vara med på bild.

Patienten ligger rakt och höftkulorna ligger parallellt med varandra.

Frontal



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-132

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-24

Giltig till: 2028-03-24