

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-01-21

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-21

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

# Knä – Protesknä, kontroll

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Inför undersökningen

**Frageställning** Kontroll, proteslossning

**Strålskydd** Se kapitel 4.2 och 5.1 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

**Arbetsplats** Adora

**Detektor** -

**Övrigt**

- Tas i genomlysning.
- Kan utföras liggande alt. stående

**Bildtagning**

1. Frontal
2. Sida

## Bildtagning

### Frontal

Vinkla in i leden så att protesplattan är helt rak.

#### Kriterier

Ingen rotation i knät  
Den tibiala proteserna ska vara rak.

### Frontal höger



### Frontal vänster



### Sida

Liggande.

Vinkla så att proteserna är helt rak (cirka 5-10° kaudalt).

Vid behov komplettera med två bilder.

#### Kriterier

Både övre och nedre delen av proteserna ska vara rak.

### Sida höger



### Sida vänster



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

**Godkänd av:** Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-16

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-01-21

**Giltig till:** 2027-01-21