

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-02-12

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-02-12

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Lungor – PICC-lineläge

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad under stycke bildtagning.

Inför undersökningen

Frågeställning	PICC-lineläge
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Arbetsplats	Adora T3
Detektor	Stor i potter/lungstativ
Bildtagning	1. Frontal 2. Sida OBS! Välj CVK lunga på modalitet för extra kantförstärkning.

Bildtagning

Frontal

Patienten har armarna hängande längs sidorna.

Centrera gärna lite högre än vid vanlig lungundersökning, lungbaserna behöver inte vara med.

Frontalen ska vara helt rak.

Ordentligt inandad bild.

Kriterier

Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas.

Frontal



Sida

Patienten har armarna lyfta men inte över axelhöjd.

Rak sternum.

Hela sinus med på bilden.

Inandad bild.

Kriterier

Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas.

Sida



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-24

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-12

Giltig till: 2027-02-12