

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-03-24

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-24

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Höft – Artros

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till Detektor – Potter med raster och FFA – 110 cm, under rubrik, Inför undersökning.

Inför undersökningen

Frågeställning Artros

Strålskydd Kvinnor 15–50 år skall tillfrågas om graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats Adora
T3

Detektor Potter med raster

FFA 110 cm

Bildtagning
1. Frontal
2. Axial

Bildtagning

Frontal

Benet inåtroterat, alternativt snedkudde.

Centrera på höftleden.

Kriterier

Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med.

Frontal höger



Frontal vänster



Axial

Använd raster.

Horisontell strålrättning.

Placera det "icke aktuella" benet i höftställning.

Centrera i leden.

Kriterier

Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med.

Axial höger



Axial vänster



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-331

Version: 5.0

Giltig från: 2026-03-24

Giltig till: 2028-03-24