

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-22

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2028-01-22

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Sakrum – Trauma, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändring i denna version

Lagt till avstånd detektor.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Trauma
- Utredning

Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora

Avstånd detektor

110 cm

Detektor

Stor i potter

Bildtagning

1. Frontal, röret 20° kaudalt
2. Sida

På begäran

3. Frontal, röret 20° kraniellt

Bildtagning

Frontal 20° kaudalt

Patienten i ryggläge.

Vinkla röret 20° kaudalt.

Centrera cirka 3–4 cm ovan symfysen i medellinjen.

Blända ut i sidled så att sakroiliakalederna framställs.

Kriterier

Hela sakrum med på bilden.

Sidomarkering synlig.

Frontal kaudalt



Sida

Centrera cirka 3–4 cm nedom crista iliaca och cirka 2 cm dorsalt.

Kriterier

Hela sakrum med på bilden.

Väl inbländad bild

Sidomarkering synlig.

Sida



Frontal 20° craniellt - på begäran

Patienten i ryggläge.

Vinkla röret 20° craniellt.

Centrera cirka 3–4 cm ovan symfysen i medellinjen.

Blända ut i sidled så att sakroiliakalederna framställs.

Kriterier

Hela sakrum med på bilden.

Väl inbländad bild

Frontal kraniellt



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-446

Version: 4.0

Giltig från: 2026-01-22

Giltig till: 2028-01-22