

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2025-09-24

Innehållsansvar: Carina Granström, (cargr2), Sektionsledare

Giltig till: 2027-09-24

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

# Halsens mjukdelar/Turbo PTH-provtagning (parathyreoideahormon) med ultraljud

## Metodbok Ultraljud

Rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar i denna version

Reviderad: Tagit bort och uppdaterat länkar.

## Utförs

NÄL

## Patientförberedelser

Kontrollera om patienten står på blodförtunnande medel t ex Waran, Trombyl (ska stå i Remissanteckning i RIS/PACS för kännedom)

## Material

	NÄL
Blå nål Sterican 0.60 x 60 mm 23 G	Skåp 1
1 ml spruta, 1 st (till NaCl)	Skåp 1
10 ml spruta, 1 st (till aspiration)	Skåp 1
NaCl 9 mg/ml, 1 ml (för injektion)	Skåp 1
Slang till finnålspunktion (LECTRO-CATH 0,1-2,0 mm L 15 cm)	Skåp 2
Provtagningsrör lila, vit etikett	Låda 4
Klorhexidinsprit	Bänk

## Tillvägagångssätt

1. Se till att Allmän remiss är ifylld av röntgenläkaren.
2. Patienten i ryggläge.
3. Duka rent. Dra upp 1 ml, NaCl 9 mg/ml i 1 ml-sprutan.  
Koppla mellanstycket och den blå Stericannålen (0,60x 60 mm).
4. Låt mellanstycke/nål ligga kvar på bänken. Läkaren spolrar genom slangen med koksalt.
5. Läkaren spritar av patientens hals och transducer med Klorhexidinsprit.
6. Usk/Ssk assisterar läkaren med spruta/nål.
7. Läkaren gör punktionen och usk/ssk injicerar 0,5-1 ml NaCl 9 mg/ml då läkaren säger till. När allt koksalt är injicerat, byt till 10 ml spruta och aspirera sakta. Avsluta aspirationen då läkaren är nöjd!
8. Läkaren trycker ut materialet i det lila provtagningsröret.
9. Provet/remiss ska lämnas till Kem lab. Viktigt att säga till när man lämnar provet.

## Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, sjuksköterska/undersköterska
- Start-stopptid
- Skriv remissanteckning när provet lämnats till Kem lab

## Hantering av prover

### Information/förfrågan till polikliniska patienter

”Går det bra om provet sparas till forskning?” [Biobankslagen](#)

Informationsblad till patient – [Till dig som lämnar prov](#) – för utskrift (Nationella Biobanksrådet)

## Provrör

Märk upp 1 st lila provtagningsrör med etikett, skriv:

Datum, avd, t ex Kir mott, patientens namn/personnummer (10 siffror), undersökning; Turbo PTH.

Stäm av patientdata med patient, provrör och remiss!

Lägg provrör och remiss i en plastficka.



## Remissförfarande

Använd Remiss ”ALLMÄN REMISS” (vit med blå kant).

Remissen ska innehålla: namn, personnummer (10 siffror), provtagningsdatum, avdelning, remitterande läkare.

Klinisk data, typ av prov – fylls i av röntgenläkaren.

## Prov/remiss lämnas

### NÄL

Till Kem lab av ultraljudspersonalen.  
Provet har kort hållbarhetstid. Viktigt att säga till när man lämnar provet.

## Eftervård

Ingen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,  
Radiologisk mottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Carina Granström, (cargr2), Sektionsledare

**Godkänd av:** Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-514

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-09-24

**Giltig till:** 2027-09-24