

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-01-20

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-20

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Armbåge – Skelettskada

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, länk till wikiradiography borttagen då VGR-IT inte tillåter denna sida.

Inför undersökningen.

Frågeställning	Skelettskada
Strålskydd	Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Arbetsplats	Adora T3
Detektor	Valfri
Bildtagning	<ol style="list-style-type: none">1. Frontal2. Vridning inåt3. Vridning utåt4. Sida

Bildtagning

Frontal

Armen utsträckt med dorsalsidan mot detektorn.

Centrera över leden.

Om patienten inte kan räta på armen tas två frontalbilder.

- En med överarmen mot detektorn.
- En med underarmen mot detektorn.

Alternativt vinkla för att komma in i leden.

Kriterier

Armbågsleden friprojicerad.

Frontal höger



Frontal vänster



Vridning inåt

Vrid armbågen 30° inåt från frontalen.

Kriterier

Armbågsleden friprojicerad.
Radius och ulna överlappade.

Vridning inåt höger



Vridning inåt vänster



Vridning utåt

Vrid armbågen 30° utåt från frontalen.

Kriterier

Armbågsleden friprojicerad.
Radius och ulna separerade

Vridning utåt höger



Vridning utåt vänster



Sida

Armen i axelhöjd 90° vinkel.

Tummen uppåt.

Centrera över leden
(om mediala humeruskondylen är utskjutande – lägg kilkudde under handloven för rak sida).

Kriterier

Armbågsleden friprojicerad. Lateral
Och mediala epicondylen överprojicerade på varandra

Sida höger



Sida vänster



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-99

Version: 4.0

Giltig från: 2025-01-20

Giltig till: 2027-01-20