

Gäller för: Ortopedi

Giltig från: 2025-03-25

Innehållsansvar: Marita Andersson, (maran3), Sektionsledare

Giltig till: 2027-03-25

Granskad av: Niklas Engström, (niken3), Sjuksköterska

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Akutvagn innehåll/kontroll samt kontroll av defibrillator avdelning 4 och 52-55, tillägg till HLR-enhetens rutin Akutvagn – innehåll/kontroll samt tillägg till HLR-rutinen för kontroll av defibrillator

Revidering i denna version

Väsentliga förändringar i rutinen.

Bakgrund

Gemensam rutin för samtliga enheter minskar risken för oklarheter vid en HLR- situation när vi arbetar hos varandra. Det är viktigt att i introduktionen av ny personal visa var akutvagnen och hjärtstartaren finns och hur sug och syrgas fungerar samt gå igenom dessa rutiner. Denna rutin är ett tillägg till HLR – rutinen [Akutvagn innehåll kontroll](#), samt [Defibrillator Heartstart FR3](#).

Syfte

Att utifrån sjukhusens gemensamma direktiv säkerställa kontroll av tillgången till det enhetliga bassortimentet av läkemedel och övrig utrustning för akut behandling vid hjärtstopp samt kontroll och signering av innehåll i akutvagnen, samt sug och syrgas på akutvagn och defibrillator.

Vilka berörs

Omvårdnadspersonal avdelning 4, 52-55

Åtgärder

Kontroll av läkemedel och sug och syrgas samt övrigt innehåll i akutvagn

Kontroll av att akutvagnens läkemedel och sug och syrgas samt övrigt innehåll motsvarar HLR enheten rutin om akutvagn – innehåll/kontroll och utförs av nattsjuksköterska som arbetar natten mellan torsdag till fredag på avd. 4 och på avd. 52–55 görs kontrollen natten mellan söndag till måndag. Kontroll görs även vid återställande av akutvagn (efter användning).

Efter genomgång signeras och dokumenteras avvikelser i akutvagnens pärm (se check- och signaturlista bilaga 1 i denna rutin 1) samt på avdelningens hemsida på intranätet under *veckokontroll akutvagn*.

Åtgärda avvikelser vid upptäckt. Om det inte går, rapportera vidare avvikelser till dagpersonal för åtgärd.

Efter kontrollerna är gjorda plomberas akutvagnen.

Läkemedel

Observera utgångsdatum och vissa läkemedels hållbarhet i rumstemperatur.

Läkemedel för påfyllnad finns att hämta i VNL på respektive sjukhus. För uttag till akutvagn i VNL, narkotiska preparat: Innan personnumret lägg till en kommentar "till akutvagnen". Skriv sedan dagens datum med åtta siffror, sedan x000: ÅÅÅÅMMDDx000).

Sug och syrgas samt övrigt innehåll

Ett särskilt observandum är att testa ficklampan och laryngoskopets ljusstyrka samt byta batterier vid behov. Kontrollera även att blad och handtag på laryngoskopet passar ihop.

Det mesta av förbrukningsmaterialet finns att hämta i gemensamt förråd för HLR- material. All personal kommer in med kortläsare. På NÄL ligger förrådet på plan 3, mellan målpunkt A och B, röd hiss. På Uddevalla ligger förrådet på plan 6, ingång från stora hisshallen, vid HLR-enhetens lokaler.

Sug och syrgastuben har en allt-i-ett-funktion, vilket gör att den vid behov går att häkta av från akutvagnen och kan flyttas. Byte sker genom att vi själva byter, kopplar ifrån luftuttaget och skiftar till ny tub. Kontakta Västfastigheter för nya tuber.

Kvalitetsnorm syrgas på akutvagn:

- Att syrgasen är kopplad till pocketmask och fungerar genom att kontrollera att systemet är komplett och att markören indikerar syrgasflödet.
- Att syrgastuben fungerar och är tillräckligt fylld. Innehållet i tuben ska inte understiga 3/4 innehåll i tuben (150 bar). Byt vid behov.

Kvalitetsnorm sug på akutvagn:

- Att sug fungerar genom att sätta igång den, och att manometern går upp till minst - 60 kPa när Y-rör hålls för.
- Att syrgastuben fungerar och är tillräckligt fylld. Innehållet i tuben ska inte understiga 3/4 innehåll i tuben (150 bar).
- Att sugslangen är kopplad till sugkateter.
- Att det finns sugkatetrar (4 st nr 14, 2 st nr 18).

Kontroll av defibrillator

Avd 52-55

Kontroll av innehåll och funktion (enligt rutin: Defibrillator Heartstart Fr3 , görs av personal som arbetar natt mellan söndag och måndag i samband med akutvagnen.

Avd 4

Kontroll av innehåll görs enligt rutin: Defibrillator Heartstart Fr3), görs av HLR- ansvariga en gång per månad samt all personal som går in genom dörren till avdelning 4 kontrollerar funktion dvs tittar på lampan att den blinkar grönt.

Evidens/källa

Rutin HLR enheten Akutvagn innehåll/kontroll och Defibrillator Heartstart Fr3.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Marita Andersson, (maran3), Sektionsledare

Granskad av: Niklas Engström, (niken3), Sjuksköterska

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-6

Version: 6.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25