

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-04

Giltig till: 2027-02-04

Provtagning adenovirus ögonsekret

Sammanfattning/syfte

Provtagning för att påvisa adenovirus i ögonsekret.

PCR (viruspåvisning DNA)

Ögonsekret

För PCR-analys krävs 0,5 ml prov

Kvantitativ analys av Adenovirus (DNA) besvaras inom 1-2 dygn beroende på ankomsttid till laboratoriet. Svar ges i genomekvivalenter per milliliter provmaterial(Geq/ml).

Ögonprov

1. Torka först bort eventuellt pus med en kompress.
2. Stryk pinnen kraftigt över insidan av nedre ögonlocket.
3. För ner pinnen i provtagningsröret. Rör om kraftigt med pinnen i rörmediet under 15 sek.
Kläm vätskan ur pinnen genom att pressa den mot rörets vägg. **Släng pinnen** och skruva på locket.

Använd remiss: Virologi, PCR (viruspåvisning DNA/RNA)
Skickas till Lab. Uddevalla

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Art.nr 103605432 (lev. art.nr CP481CE)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-3

Version: 14.0

Giltig från: 2025-02-04

Giltig till: 2027-02-04