

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-26

Giltig till: 2027-02-26

## Desinfektion av pelotter, linser och prober för ultraljud, biometri och pachymetri - hygien

### Revidering i denna version

Hela dokumentet är reviderat.

### Rengöring mellan varje patient:

- Omedelbart efter användning ska eventuella rester av Viscotears på linsen sköljas bort med ljummet vatten och därefter tvättas med flytande tvål.
- Skölj noga.
- Prober tvättas av med vatten på kompress.
- Lägg lins, med kontaktytan uppåt, pelotter och prober på en torr kompress, använd en ren avställningsyta som rostfri vagn eller hylla.
- Spraya Tristel Duo så det täcker alla ytor ordentligt.
- Låt ytan torka för att säkerställa minst 30 sekunders kontakttid, skummet försvinner.
- Skölj linser och pelotter för att få bort eventuella rester av desinfektionsskum. Prober tvättas med våt kompress.
- Låt lufttorka eller torka torrt med ren kompress.



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-84

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-02-26

**Giltig till:** 2027-02-26