

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05

Mammografi – Tekniskt omtag screening

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Indikation	Omtag för optimal bild.
Undersökningskod	66060 Tekniskt omtag screening
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Arbetsplats	Siemens Mammomat Revelation
Kompressionsplatta	18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24
Förberedelser i PACS och SYNGO	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.• Starta och signera undersökningen i PACS.• Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.• Markera samma patient i SYNGO.• Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO.• Starta undersökningen.

Undersökning

Bildtagning Enligt ordination

Efter undersökningen

Vid avslutad undersökning	<ul style="list-style-type: none">• Stäng undersökningen i SYNGO.• Öppna matrisfönstret i PACS.• Presentera bilderna enligt visningsprotokoll.• Stoppa undersökningen i PACS.
----------------------------------	--

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-33

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05