

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carb), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-06-11
Giltig till: 2027-06-11

Mammografi – Utredning, selekterad, återkallad

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Smärre tillägg under undersökning/bildtagning.

Inför undersökningen

Indikation	Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet
Undersökningskod	66059 Mammografiutredning selekterad
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Arbetsplats	Siemens Mammomat Revelation
Kompressionsplatta	18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24
Förberedelser i PACS och SYNGO	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.• Starta och signera undersökningen i PACS.• Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.• Markera samma patient i SYNGO.• Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO.• Starta undersökningen.• Välj rätt tilläggsbild/-er enligt ordination.

Undersökning

Bildtagning Enligt ordination, se remissanteckningar. Se metodbeskrivning för tilläggsbild/-er.

Om kvinnan har implantat rådgör med läkaren.

Efter undersökningen

Vid avslutad undersökning

- Stäng undersökningen i SYNGO.
- Öppna matrisfönstret i PACS.
- Presentera bilderna enligt [visningsprotokoll](#).
- Stoppa undersökningen i PACS.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-34

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11