

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus  
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska  
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-06-11  
Giltig till: 2027-06-11

# Spara loggfiler – Siemens Mammomat Revelation

## Sammanfattning

Loggarna bör sparas ned så snart som möjligt innan omstart.

Klockslag och eventuellt felmeddelande ska noteras i serviceboken.

Felet meddelas till MTA som vid behov kontaktar Siemens.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Arbetsplats

Siemens Mammomat Revelation

## Åtgärder

- Tryck Ctrl + Alt + s
- En ruta visas och systemet sparar loggarna automatiskt
- Rutan stängs när allt är klart

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Maria Edegran, (mared2), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10129-1655924590-54

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-06-11

**Giltig till:** 2027-06-11