

Akutvagn – innehåll / kontroll

Revidering i denna version

Mindre språklig revidering.

Syfte

Att säkerställa tillgång till ett enhetligt bassortiment av läkemedel och övrig utrustning för akut behandling vid hjärtstopp samt en kontrollrutin för akutvagnen.

Bakgrund

Utrustning och läkemedel som behövs vid hjärtstopp och akut livshotande situationer förvaras i akutvagnarna vilka är utplacerade på NU-sjukvårdens alla avdelningar och mottagningar. Innehållet skall vara samma i alla akutvagnar. För att larmteamet ska hitta i alla akutvagnar så krävs det att de är någorlunda lika packade. Märk gärna lådorna tydligt med LÄKEMEDEL, FRI VENVÄG, DOKUMENTATION och FRI LUFTVÄG.

Det är dock upp till varje verksamhetschef att lägga till särskilda läkemedel eller särskild utrustning som anses behövas på respektive klinik.

[HLR-väska på AnOpIVA kliniken](#) tas med av anesthesisjuksköterskan som larmas vid hjärtstopp, och innehåller mer avancerad utrustning bl a intraosseös borrh, videolaryngoskop och portabelt ultraljud.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar och mottagningar inom NÄL och Uddevalla sjukhus.

Akutvagn, innehåll (läkemedel)

Läkemedel: generiskt namn (Handelsnamn)			
desloratadin (Caredin)	munsönderfallande tablet	5 mg	2 st
adrenalin	inj	0,1 mg/ml	10 x 10 ml
adrenalin	inj	1 mg/ml	2 x 1 ml
atropin	inj	0,5 mg/ml	3 x 1 ml
terbutalin (Bricanyl®)	inj	0,5 mg/ml	2 x 1 ml
suxametonium (Celocurin®)	inj	50 mg/ml	2 x 2 ml
amiodaron (Cordarone®)	inj	50 mg/ml	3 x 3 ml
furosemid	inj	10 mg/ml	2 x 4 ml
glukos 30%	inj	300 mg/ml	5 x 10 ml
glukos 5%	inf	50 mg/ml	1 x 100 ml
natriumklorid 0,9%	inj	9 mg/ml	2 x 10 ml
propofol (Propolipid)	inj	10 mg/ml	2 x 20 ml
(Ringer-Acetat)	inf		1 x 1000 ml
metoprolol (Seloken)	inj	1 mg/ml	3 x 5 ml
hydrokortison (Solu-Cortef®)	inj	100 mg	2 st
diazepam (Stesolid®)	inj	5 mg/ml	3 x 2 ml
(Tribonat)	inf	0,5 mmol/ml	1 x 100 ml
glyceryltrinitrat (Nitrolingual®)	sprayflaska	0,4 mg/dos	1 st
diazepam (Stesolid®)	rektalvätska	5 mg	1 st
diazepam (Stesolid®)	rektalvätska	10 mg	1 st
Hållbarhet i rumstemperatur			
suxametonium (Celocurin®) 50 mg/ml	2 mån		
Lathund för spädning av amiodaron (Cordarone®)			
14 ml glukos 5% + 6 ml amiodaron 50 mg/ml	= 300 mg amiodaron		
7 ml glukos 5% + 3 ml amiodaron 50 mg/ml	= 150 mg amiodaron		

Akutvagn, innehåll (övrig akututrustning)

Revivator – engångs	1 st
Narkosmask nr 4	1 st
Narkosmask nr 3	1 st
Syrgasmask reservoar	1 st
Laryngoskophandtag (laddningsbart eller batteridrivet)*	1 st
Laryngoskopblad, medium (nr 3)*	1 st
Laryngoskopblad, långt (nr 4)*	1 st
Batterier, reserv till laryngoskophandtag (om batteridrivet handtag)	2 st
Trachealtub, med subglottis sugkanal nr 6	1 st
Trachealtub, med subglottis sugkanal nr 7	1 st
Trachealtub, med subglottis sugkanal nr 8	1 st
Larynxmask engångs, nr 4	1 st
Larynxmask engångs, nr 5	1 st
Bakterie/virusfilter (ex HME-filter) för användning vid t ex COVID-19	1 st
Svalgtub liten (2), mellan (3), stor (4)	1 st av varje
Nästub (kantarell) liten (28), medium (30), stor (32)	1 st av varje
Magills tång	1 st
Ledare till trachealtub + glidslem	1 st
Peang 13 cm	1 st
Sax	1 st
Häfrulle, klehäfta 1,25 cm och ca 1 meter långt bomullsband	1 st
Perifer venkateter 22 G, blå	2 st
Perifer venkateter 20 G, rosa	2 st
Perifer venkateter 18 G, grön	2 st
Central venkateter Secalon-T 16 G, grå	1 st
Spruta 2-3 ml	4 st
Spruta 5 ml	4 st
Spruta 10 ml	4 st
Spruta 20 ml	2 st
Uppdragningskanyl	5 st
Intramuskulär kanyl	5 st
Subcutan kanyl	5 st
Infusionsaggregat med luftning	2 st
Artärblodgas spruta	2 st
Klorhexidinsprit 5mg/ml + torksuddar	1 flaska
Stasband	1 st
Syrgastub AGA LIV 3 liter med fungerande sug, syrgasslang och samman-bindningsrör kopplad till pocketmask och ansluten till syrgasaggregat	1 st

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Sugkateter, nr 14 (grön) 51 cm	4 st
Sugkateter, nr 18 (röd) 51 cm	2 st
Salemsond, nr 18	1 st
Stetoskop	1 st
Blodtrycksmanschett	1 st
Stoppur	1 st
Ficklampa	1 st
Handlingsplan för S-HLR & A-HLR (bilaga 2)	1 st av varje
Hjärtstoppssprotokoll	2 st
Check- och signaturlista för vagnkontroll (bilaga 1)	1 st

*Säkerhetsställ funktion av laryngoskop genom att testa så båda blad
passar samt lampa lyser.

Bilaga 1

Kontrollrutin

Akutvagnen skall kontrolleras och kompletteras med förbrukat/utgången material direkt efter användning eller minst 1 gång/månad. Rutinen skall vara känd av alla på arbetsplatsen.

Kontrollera att innehållet motsvarar ovanstående rutin för läkemedel och övrig akututrustning, att läkemedel inte har passerat utgångsdatum och kvarstående volym i syrgastub samt funktionskontroll av laryngoskop. Respektive enhet ansvarar själv för utformande av rutin för tillämpning.

Läkemedel för påfyllnad finns att hämta i VNL på respektive sjukhus. (För uttag till akutvagn i VNL – narkotiska preparat: Innan man skriver ”personnumret” lägg till en kommentar ”till akutvagnen”. Skriv sedan dagens datum med åtta siffror, sedan x000. Alltså ÅÅÅÅMMDDx000).

Det mesta av förbrukningsmaterialet finns att hämta i gemensamt förråd för HLR-material. All personal kommer in med kortläsare. På NÄL ligger förrådet på plan 3, mellan målpunkt A och B, röd hiss. På Uddevalla ligger förrådet på plan 6, ingång från stora hisshallen, vid HLR-enhetens lokaler.

Bilaga 2

Länkar

- [Handlingsplan S-HLR Vuxen](#)
- [Handlingsplan A-HLR Vuxen](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: NU-sjukvården

Innehållsansvar: Agneta Nordell, (agnn03), Sjuksköterska

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Jesper Swärd, (jessv1), Chefläkare

Dokument-ID: NU10445-1540327339-3

Version: 28.0

Giltig från: 2025-06-19

Giltig till: 2027-06-19