



Patientinformation

Praktisk användning av Cefar Peristim

Köp Dura-Stick premium 4 x 6 cm på apoteket. Varunummer 210747. Ref 42207.

- Sätt en Tens platta på ovansidan av inre fotknölen vänster ben, där du känner en öm punkt, och en platta under fotknölen på samma ben. Gör likadant på höger ben.
- Koppla röd elektrod till den övre plattan och svart till den undre plattan. Anslut sedan elektroderna till apparaten.
- Starta stimuleringen med att trycka på knappen med den runda ringen med prick i.
Tryck sedan på pilarna uppåt för att höja strömstyrkan. Höj till max 30 mA. Tryck på pilen nedåt om det känns för hårt eller apparaten har låst sig.
- Apparaten stängs automatiskt av efter 30 minuter.
- Behandla tre gånger i veckan under en månad, sedan två gånger i veckan under nästa månad och sista månaden en gång i veckan.

Telefonuppföljning efter cirka en månad.

Låneförbindelse

Uroterapimottagning/KK
NÄL
461 82 Trollhättan
Tel 010-435 22 00
Måndag-torsdag 08.00-09.00

Personnummer _____

Namn _____

Tel dagtid _____

Undertecknad har mottagit en elektrostimuleringsutrustning

Typ _____

Nr _____

Ovanstående hjälpmedel förbinder jag mig att vårda väl och ersätta densamma om den skadas, förkommer eller inte återlämnas. Med skada avses inte normal förslitning.

Hjälpmedlet återlämnas inom föreskriven lånetid (cirka 3 månader) eller på anmodan.

Var god meddela ändrat telefonnummer.

Datum _____

Namn _____