

Patientinformation

Aircast Walkerortos

Ortopedteknik

Syfte

Den här typen av ortos används vanligen efter hälseneruptur och mindre frakturer i foten. Ortosen har invändiga luftkanaler som pumpas för individuell passform och tryckfördelning.

Användarinstruktioner/Tips

Använd gärna en strumpa på foten i ortosen. Byt strumpan dagligen för god hygien.

1. Lossa remmarna, ta bort fronten och öppna polstringen. Placera foten i ortosen sittande. Täck foten med polstringen och fäst fronten. Drag åt remmarna nerifrån och upp. Drag åt tills det sitter tätt och bekvämt.
2. Ortosen har en luftcell på vardera sidan, märkta med 1 och 2. För att fylla luftcellerna, vrid fram önskad siffra/kanal på det grå vredet. Pumpa på den stora svarta bollen till måttligt tryck som din ortopedingenjör informerat om. Slutligen vrid fram hänglåset på vredet.
3. Töm luftcellerna innan ortosen tas av genom att vrida fram önskad siffra/kanal och trycka in den svarta knappen.



Att tänka på

Kontrollera alltid trycket i luftcellerna om du justerar remmarna. Om du har kilar i ortosen följer du läkarens ordination gällande hanteringen av dessa. Som regel tas 1 kil bort varannan vecka. Kilarna tas bort underifrån och uppåt. Störst först.

Rengöring och skötsel

Plastdetaljerna går att torka av med fuktig trasa.

Problem

Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik.

Ansvar

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik har du själv ansvar för. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning eller om det kommer bort på grund av oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör Walker-ortosen och dess användning.

Angående patientavgifter i samband med vårdkontakter

Ortopedkliniken följer Västra Götalandsregionens regler kring patientavgifter. Du kan läsa vad ditt besök kostar på 1177.