

Patientinformation

Benbål-ortos

Ortopedteknik

Syfte

Syftet med ortosen är att motverka höftluxation genom att hindra rörelse/läge som kan orsaka höftluxation.

Att tänka på

Det är viktigt att banden är ordentligt åtdragna på höftortosen. En löst sittande ortos ger sämre funktion och kan leda till skav. Sitter ortosen för högt eller lågt försämras komforten. Då du ändrar position särskilt från stående till sittande håll i ortosen så att den inte åker upp.

Säkerhetsrutiner

1. Inspektera ortosen så att den ser hel ut.
2. Kontrollera att alla nitar och skruvar sitter fast.
3. Kontrollera låsningskruvarna (Rang of motion-skruvar) så att de sitter säkert på sin plats.

När och hur länge ortosen ska användas bestäms av behandlande läkare.

Rengöring och skötsel

För maximal hållbarhetstid håll borta ludd, lösa trådar och annat material från kardborrebandet. När polstringen blir smutsig kan den handtvättas med ett mildt tvättmedel och sedan plantorka.

Om de latexfria rotations-kontrollbanden förlorar sin greppförmåga kan de tvättas med en tvällösning, sköljas och plantorka.

Problem

Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik.



Ansvar

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik har du själv ansvar för. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning eller om det kommer bort på grund av oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Angående patientavgifter i samband med vårdkontakter

Ortopedkliniken följer Västra Götalandsregionens regler kring patientavgifter. Du kan läsa vad ditt besök kostar på 1177.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör benbål-ortosen och dess användning.