

## Patientinformation

# Halskrage Vista

Ortopedteknik

## Syfte

Syftet med halskragen är att stabilisera nacken för att förhindra komplikationer under läkning, efter trauma/operation eller vid kronisk sjukdom. Det är viktigt att kragen sitter stadigt mot kroppen för att optimera passform och stöd.



## **Problem**

Det är viktigt att banden på kragen är åtsittande. Hakan ska vila på käkstödet. En löst sittande halskrage ger sämre funktion och kan leda till skav. Då du ändrar position från sittande till liggande, håll i halskragen för att motverka att den trycks upp. Vid sängläge ska ryggen ligga plant mot underlaget, undvik höga kuddar. Om sängens huvudände är upphöjd ska rumpan befinna sig i vinkeln mellan sängbotten och ryggstödet på sängen.

## **Användarinstruktion**

Du bör vara observant på och kontrollera så att skav eller andra obehag inte uppstår. Efter lång tids användande kan det uppstå problem med slitage och/ eller passform, då bör du kontakta Ortopedteknik för service eller reparation.

## **Ansvar**

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik har du själv ansvar för. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning eller om det kommer bort på grund av oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

## **Frågor**

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör Vistakragen och dess användning.

## **Angående patientavgifter i samband med vårdkontakter**

Ortopedkliniken följer Västra Götalandsregionens regler kring patientavgifter. Du kan läsa vad ditt besök kostar på 1177.