

Patientinformation

ROM-ortos knä

Ortopedteknik



Användarinstruktion

En ROM-ortos (range of motion) är ett hjälpmedel som stabiliserar benet. Den kan användas efter en skada eller operation. Ortosen har en led som ställs in efter hur mycket rörelse som får tas ut i knät och det är läkaren som bestämmer rörelseomfånget beroende på din problematik.

Var noga med att hjälpmedlets led placeras i höjd med knäskålen. Spänn fast banden på benets framsida så att skyddet inte rör sig. Banden på benets baksida är anpassade till benets omkrets av din ortopedingenjör och bör därför ej ändras på egen hand.

Att tänka på

En för löst monterad ortos ökar risken för skavproblem samt ger sämre skydd och funktion.

Inställningar gällande rörelseomfång avser att maximera skydd och funktion och får ej ändras.

Problem

Om banden behöver justeras, det uppstår skav, tryck eller andra problem ta kontakt med ortopedteknik.

Ansvar

Hjälpmidlet som du fått utprovat på Ortopedteknik har du själv ansvar för. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning eller om det kommer bort på grund av oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör ROM-ortosen och dess användning.

Angående patientavgifter i samband med vårdkontakter

Ortopedkliniken följer Västra Götalandsregionens regler kring patientavgifter. Du kan läsa vad ditt besök kostar på 1177.