

ROM-ortos

Brukarinformation



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
NU-SJUKVÅRDEN

Användarinstruktion

En ROM-ortos (range of motion) är ett hjälpmedel som stabiliserar benet. Den kan användas efter en skada eller operation. Ortosen har en led som ställs in efter hur mycket rörelse som får tas ut i knät och det är läkaren som bestämmer rörelseomfånget beroende på din problematik.

Var noga med att hjälpmedlets led placeras i höjd med knäskålen.

Spänn fast banden på benets framsida så att skyddet inte rör sig. Banden på benets baksida är anpassade till benets omkrets av din ortopedingenjör och bör därför ej ändras på egen hand.

Att tänka på

En för löst monterad ortos ökar risken för skavproblem samt ger sämre skydd och funktion.

Inställningar gällande rörelseomfång avser att maximera skydd och funktion och får ej ändras.

Problem

Om banden behöver justeras, det uppstår skav, tryck eller andra problem ta kontakt med ortopedteknik.

Lånevillkor

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör din ROM-ortos och dess användning.

För rådgivning, tidsbokning, service
eller reparation:

