


Patientinformation

Graviditetstest efter abort



Graviditetstest 1000IU/L

Du ska ta kontrolltestet den

Ta av locket på testet och kissa på stickans nedre del/ doppa testet i urinprovet 15 sekunder.

Sätt tillbaka locket på testet och lägg sedan ner testet på en plan yta och läs av testet efter 3 minuter.

OBS! Resultatet ska INTE tolkas efter 10 minuter.

Resultatet är ogiltigt om ingen färgad linje visas i kontrollfönstret (C) eller om ett streck visas i testfönstret (T).

OM positivt graviditetstest ring: 0721-66 01 05