


Datum

Lägga till ord i ordlistan


Skapa ord i din egen ordlista

- Klicka på menyn  i DragonBar
 - välj Hantera ordlista
 - klicka på "+"
 - lägg till ordet




Alternativ för uttal vid tillägg av nya ord

- Ange ordet som du vill lägga till




- Om ordet ska baseras på ordets stavning
 - välj "Använd standarduttal"



- Om du uttalar det på ett annat sätt än hur det stavas
 - klicka på "Ange ordet som du skulle uttala det" och där skriva in ordet med fonetiskt* uttal

*som det låter, till exempel "najf" i stället för "knife"



Ange ordet som du skulle uttala det

- Klicka INTE på den röda mikrofonen för att spela in uttalet

