

Egenmonitorering

Avsluta aktiviteter från en egenmonitoreringsplan

Tänk på att det inte går att ta tillbaka en monitoreringsplan som är borttagen så var försiktig när du gör det här. Dubbelkolla att det är rätt patientplan du raderar.

Innan du tar bort monitoreringsplanen måste du:

1. Avbeställa alla sensorer
2. Stänga ned den meddelandekanal som är kopplad till denna monitorering



platform24

Sök patient >

Startsida

Vidimeringar

Schemalagda besök


Konsultationer 1

Asynkrona 1

Egenmonitorering 1

Digitala kollegor (1) >

1. Klicka på **Egenmonitorering** i huvudmenyn




Patient Hälsotillstånd

Personnummer (12 siffror) Väj hälsotillstånd

Patient	Patientstatus	Hälsotillstånd
Sofia Martinsson 20 000108-2395	Aktiv	SMC - SLE - utbildning

2. I patientlistan klickar du på namnet på den patient vars monitoreringsplan du önskar avsluta eller förändra.



SM Sofia Martinsson
24 år, 20000108-2395 Internanteckningar

Aktuellt besök Patientinfo Biljetter **Mätvärden** Patientaktivitet

Mätvärden

Inskrivin i 1 Egenmonitoreringsplan

Skriv in på Egenmonitoreringsplan Lägg till aktiviteter **Avsluta aktiviteter**

Avsluta aktiviteter

Väj alla

Genom att avsluta alla aktiviteter kommer även vårdplanen att avslutas.

Blodtryck

Utvärderingsformulär

Välmäendeformulär

Avbryt **Slutför**

3. Klicka på **Avsluta aktiviteter** och **Väj alla** om du vill avsluta behandlingen helt. Notera att du även kan markera vilka mätningar du vill ta bort.

4. Klicka på **Slutför** när du är klar.

3. Klicka på **Avsluta aktiviteter** och **Väj alla** om du vill avsluta behandlingen helt. Notera att du även kan markera vilka mätningar du vill ta bort.

4. Klicka på **Slutför** när du är klar.

Patientens egenmonitoreringsplan är nu avslutad. Inrapporterade värden från mätningar samt poäng från besvarade frågeformulär finns dock kvar i vårdgivargränssnittet Vård och hälsa och fortsätter vara synliga för vårdpersonalen under fliken Mätvärden i patientens profil.