


Egenmonitorering – Specialistmödravården samt barnmorskemottagning.

## Justering av egenmonitoreringsplan

Egenmonitoreringsplanerna kommer idag med de gränsvärden som används inom andra specialiteter. För att de ska passa för din enhet behöver de justeras. Den här lathunden visar dig hur du gör det.




Systemet är inställt på andra mätvärden än vad vi inom mödravården använder så du måste justera detta.

Du justerar under respektive patients inställningar:

1. Klicka på "mätvärden" i den övre menyn.
2. Klicka på blodtryck.



3. Klicka på "redigera" på blodtryck



4. Justera dina gränsvärden för respektive område.
5. Målblodtrycket ska vara inställt på samma värde som gränslodtrycket i vårdplanen. Om inget annat anges ifall inget annat anges i vårdplanen ska du fylla i de värden du ser på bilden.
6. Glöm inte att spara dina ändringar.

Nu har du ställt in värdena.

Skulle det senare visa sig att patienten har avvikande värden och behöver göra extramätningar finns det en även en lathund för hur du hanterar detta.