




Egenmonitorering

Avsluta en eller flera monitorerade aktiviteter för en patient

Navigera till mätvärden



1. Gå till patientens profil. Det finns flera sätt att komma till denna profil, till exempel:
 - a. Klicka på **Egenmonitorering** i huvudmenyn. Hitta och klicka på patienten i listan över patienter som egenmonitoreras för att komma in i hans profil.
 - b. Klicka på **Vidimeringar** i huvudmenyn. Hitta en vidimering som är kopplad till patienten i fråga i vidimeringslistan och klicka på patientens namn för att komma in i hans profil.
 - c. Klicka på **Sök patient** i huvudmenyn. Sök fram patienten och klicka på hans namn för att komma in i patientens profil.
2. Klicka på **Mätvärden** i patientens profil.

Fortsättning på nästa sida ->

Avsluta aktiviteter

Erik Testman
32 år, 19920407-NNNN

Patientinfo Biljetter **Mätvärden** Patientaktivitet Nytt

Mätvärden

Inskrivn i 1 egenmonitoreringsplan

Skriv in på egenmonitoreringsplan Lägga till aktiviteter **Avsluta aktiviteter**

Avsluta aktiviteter

Välj alla

Genom att avsluta alla aktiviteter kommer även egenmonitoreringsplanen att avslutas.

Blodtryck
 CAT frågeformulär
 Kroppsvikt
 Steg
 Syremättnad
 Utvärderingsformulär

Avbryt **Slutför**

! **Är du säker på att du vill avsluta aktiviteterna för den här patienten?**

Genom att avsluta de valda aktiviteterna kommer patienten inte längre kunna utföra dessa i appen.

Avbryt **Avsluta aktiviteter**

- Klicka på **Avsluta aktiviteter**.
- Markera den eller de monitorerade aktiviteter som du vill avsluta.

Obs: Om alla aktiviteter i en egenmonitoreringsplan avslutas kommer egenmonitoreringsplanen också att avslutas. När en egenmonitoreringsplan avslutas sparas data som är relaterade till patienten och kan hämtas vid behov.

- Klicka på **Slutför**.
- Bekräfta genom att klicka på **Avsluta aktiviteter**.

När en egenmonitoreringsplan är avslutad kan patienten inte längre utföra sina aktiviteter (eller beställa laborieremisser), men patienten kan se sina tidigare rapporterade värden.