



Egenmonitorering

Lägga till ytterligare aktiviteter för en patient i en aktiv egenmonitoreringsplan

Navigera till mätvärden



1. Gå till patientens profil. Det finns flera sätt att komma till denna profil, till exempel:
 - a. Klicka på **Egenmonitorering** i huvudmenyn. Hitta och klicka på patienten i listan över patienter som egenmonitoreras för att komma in i hans profil.
 - b. Klicka på **Vidimeringar** i huvudmenyn. Hitta en vidimering som är kopplad till patienten i fråga i vidimeringslistan och klicka på patientens namn för att komma in i hans profil.
 - c. Klicka på **Sök patient** i huvudmenyn. Sök fram patienten och klicka på hans namn för att komma in i patientens profil.
2. Klicka på **Mätvärden** i patientens profil.
3. Klicka på **Lägg till aktiviteter**.

Fortsättning på nästa sida ->

Lägg till aktivitet

Lägg till aktiviteter

Vårdteam Tilläggsaktiviteter Slutför

Patient: Erik Testman (19920407-NNNN)

Egenmonitoreringsplan: Hjärtsvikt

Egenmonitoreringsplan

- Hypertoni
- Hjärtsvikt
- Diabetes typ II
- KOL

Avbryt Nästa

Lägg till aktiviteter

Vårdteam Tilläggsaktiviteter Slutför

Patient: Erik Testman (19920407-NNNN)

Egenmonitoreringsplan: Hjärtsvikt

Tilläggsaktiviteter

- Frågeformulär hjärtsvikt poäng
- Utvärderingsformulär

Lägg till

Lägg till aktiviteter

Vårdteam Tilläggsaktiviteter Slutför

Patient: Erik Testman (19920407-NNNN)

Egenmonitoreringsplan: Hjärtsvikt

Tilläggsaktiviteter

5b Frågeformulär hjärtsvikt poäng

Påminnelsefrekvens för formulär (frivillig)

Upprepa: varje dag

Tid på dagen

När som helst Morgon (kl 05:00 - 10:00)

Eftermiddag (kl 12:00 - 18:00) Kväll (kl 18:00 - 00:00)

Lägg Ta bort

Nästa

Lägg till aktiviteter

Vårdteam Tilläggsaktiviteter Slutför

Patient: Erik Testman (19920407-NNNN)

Egenmonitoreringsplan: Hjärtsvikt

Aktiviteter

- Frågeformulär hjärtsvikt poäng

Påminnelsefrekvens: Varje dag på morgonen

Tillbaka Slutför

8

✓ Aktiviteter tillagda

4. Välj den egenmonitoreringsplan som du vill lägga till aktiviteter i.

Klicka på **Nästa**.

4. Lägg till en aktivitet genom att:

- I listan över tilläggsaktiviteter, klicka på **Lägg till** för den aktivitet som du vill lägga till.
- Anpassa den tillagda aktiviteten genom att ställa in påminnelsefrekvens och målvärden (om sådana finns).

Upprepa detta steg om du vill lägga till flera aktiviteter.

4. Klicka på **Nästa**.

5. Granska dina tillägg och anpassningar av patientens aktiviteter.

Klicka på **Slutför**.

4. Aktiviteterna är nu tillagda för patienten i egenmonitoreringsplanen och de finns visas nu under fliken Mätvärden i patientens profil.