

# AMT/MiniOne vs Danumed Gastrostomiport

## AMT

- Tillverkat av högkvalitativt medicinskt silikon – mjuk flexibel
- Lågprofil design för ökad mobilitet
- Synlig på röntgen
- Hög ballongstabilitet för lång placeringstid
- Platt rund infälld spets möjliggör atraumiskt införande och mindre irritation
- Äppelformad ballong
- Storleksmarkering och kuffvolym angiven på gastrostomiporten
- Självlysande port och koppling
- Alla set är latex och DEHP fria
- Finns i nedan storlekar och längder
  - Fr 12 Längd 8, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40mm
  - Fr14 Längd 8, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 44, 50mm
  - Fr16 Längd 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 44mm
  - Fr18 Längd 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 44, 50mm
  - Fr20 Längd 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 44mm
  - Fr24 Längd 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 44mm

## Danumed

- Tillverkat av högkvalitativt medicinskt silikon – mjuk flexibel
- Lågprofil design för ökad mobilitet 1mm högre design än AMT
- Radioopak längs hela skaftet
- Hög ballongstabilitet för lång placeringstid
- Platt rund infälld spets möjliggör atraumiskt införande och mindre irritation
- Äppelformad ballong
- Storleksmarkering och kuffvolym angiven på gastrostomiporten
- Alla set är latex, PVC, DEHP och BPA fria
- Alla set finns i nedan storlekar och längder
  - Fr 12, 14, 16, 18, 20, 24
  - Längd 8, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50mm



# AMT/MiniOne vs Danumed Gastrostomiport

## MiniOne Set

- MiniOne® Gastrostomy Button
- Matningsslang 30 cm, rak knappkoppling
- Matningsslang 30 cm Y-ENFit®, vinklad knappkoppling
- Ledare (Fr12-18Fr)
- Ballongspruta 5 alt 10 ml
- Enteral spruta 35 ml, ENFit®
- Smörjmedel
- Kompress (2 x)



## MiniOne Singel

- MiniOne Gastrostomy Button
- Ledare
- Ballongspruta 5 alt 10 ml
- Smörjmedel



## Premium set

- danuButton® Gastrostomy Button
- Matningsslang 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, rak knappkoppling
- Matningsslang 30 cm Y-ENFit® ENSwivel®, vinklad knappkoppling
- Ledare
- Ballongspruta 10 ml
- Enteral spruta 60 ml, ENFit®
- OptiLube smörjmedel
- Kompress (4 x)



## Compact XS

- danuButton® Gastrostomy Button
- Ledare
- Ballongspruta 10 ml



# AMT/MiniOne vs Danumed matningsslangar

## AMT

- Finns i längderna 5, 30 och 60cm
- Vinklad eller rak koppling
- Enkel eller Y-port
- Ergonomisk koppling
- Slang i PVC
- Latex och DEHP fria
- Kan användas i upp till 14 dagar

## Danumed

- Finns i längderna 5, 30 och 60cm
- Vinklad eller rak koppling
- Enkel eller Y-port med ENSwivel
  - Möjliggör enkel anslutning och frånkoppling
  - Mycket hårt åtsittande anslutningar kan enkelt lossas
  - Förhindrar att slangen vrider sig och minskar därmed drag och eventuell smärta
- Rundad vinkel i den inre lumen optimerar flödes hastigheten
- Ergonomisk koppling med räfflad profil för bättre grepp
- Slang i polyuretan – motståndskraftig mot knutar - minskar risk för ocklusion
- Koppling i Tritan – beständigt mot frätande lösningar/ läkemedel
- Latex, PVC, DEHP och BPA fria
- Kan användas i upp till 14 dagar

