

إضافة خاصة على شروط استعارة الكرسي الكهربائي المتحرك ومحرك الدفع

الاستخدام والعناية

- حسب كتيب الاستعمال لوصف أداة المساعدة الشخصية يجب أن يتم استخدام الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع ما لا يقل عن مرتين / أسبوع.
- حسب كتيب الاستعمال لوصف أداة المساعدة الشخصية يجب أن يتم استخدام الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع بصورة مستمرة كل أسبوع على مدار السنة، إذا سمحت حالة الطريق بذلك.
- بالنسبة للكرسي الكهربائي المتحرك يجب أن يكون معدل الاستخدام ما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع ومحرك الدفع الذي يديره القائم على الرعاية ما لا يقل عن مرتين/أسبوع.
- يتحمل من قام بكتابة الوصفة مسؤولية المتابعة ويمكن أن يطلب إعادة الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع في حالة عدم استخدامها حسب كتيب الإرشادات لوصف أداة المساعدة الشخصية أو تعليمات الاستخدام أو إرشادات من كتب الوصفة.
- إتباع إرشادات استخدام أداة المساعدة.
- التأكد من صحة ضغط الهواء في العجلات.
- المحافظة على نظافة الكرسي الكهربائي المتحرك / محرك الدفع.
- البطاريات والشاحن
 - قم بشحن البطاريات ، حتى في حالة عدم استخدام الكرسي الكهربائي المتحرك ومحرك الدفع، أنظر الإرشادات.
 - الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع يمكن أن يكونا في وضع الشحن حتى في حالة عدم الاستخدام ولكن في حالة الصواعق يجب إخراج الوصلة من القابس وإلا فمن الممكن أن يتعرض الشاحن للضرر.
 - إذا كانت وصلة الشاحن مسحوبة من قابس الجدار ولكنها موصولة بالكرسي الكهربائي المتحرك أو محرك الدفع فمن الممكن أن يتم تفريغ البطاريات في حالة عدم القيام بشحنها .
 - إذا تطلب الأمر استبدال البطارية بسبب شحن خاطئ أو ناقص فمن الممكن أن يتم إلزامك بدفع التعويض.
 - يجب أن تتم عملية الشحن في مكان جاف وبه تهوية كافية ولا تزيد درجة الحرارة فيه عن + 5 درجات مئوية.

- كل التجهيزات الإضافية والإعدادات عدا عن التي تم عملها من قبل المورد يمكن أن تؤثر على عامل الأمان في الكرسي الكهربائي المتحرك ومحرك الدفع. لا يسمح القيام بتركيب الملحقات أو التجهيزات الإضافية بدون الحصول أولاً على موافقة من كاتب الوصفة ومركز أدوات المساعدة.

التخزين

- يجب أن يتم التخزين في مكان جاف وبه تهوية كافية ولا تقل درجة الحرارة فيه عن + 5 درجات مئوية.
- يجب أن يتم التخزين بشكل يضمن عدم وصول الأشخاص غير المؤهلين إلى الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع أو شاحن البطارية. في حالة تخزين الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع في مكان متاح لعدد كبير من الأشخاص (مثلاً مخزن الدراجات أو عربات الأطفال في الباني السكنية) فيجب أن يتم قفل الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع وإن أمكن تثبيتها باستخدام كامل قفل/سلسلة. تواصل مع شركة التأمين التي تؤمن لديها للتعرف على شروط التخزين الآمن. عند الحاجة للوقوف بصورة مؤقتة قم بوضع الواقية من الطقس في مكانها.

حركة المرور

- عندما تقود الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع تكون ملزماً باتباع قواعد المرور السارية.
- لا يسمح لك قيادة الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على قدرة التقييم لديك.
- عندما تقود الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع بسرعة تفوق سرعة المشاة (حوالي 5 – 6 كلم/ساعة) تسري عليك قواعد حركة المرور السارية بالنسبة للدراجات. في هذه الحالة يجب أن يكون الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع مجهزاً بالدراجة ويجب أن تقوده في مسار الدراجات في حالة وجود ذلك.
- في الظلام يجب أن يكون الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع مجهزاً بأضواء وعاكسات.
- إذا قمت بقيادة الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع بشكل أبطأ من حوالي 5 – 6 كلم/ساعة فإنك تعتبر آنذاك كأحد المشاة في حركة المرور.
- إذا ألحق شخص آخر الضرر بالكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع ، مثلاً صدمه فيجب أن تقوم آنذاك بتوفير اسم ومعلومات التواصل مع هذا الشخص. تواصل مع كاتب الوصفة وشركة التأمين . في معظم الحالات يلزم عمل بلاغ عند البوليس.

التصليح والصيانة

- لا يسمح تنفيذ أعمال التصليح والصيانة الفنية إلا من قبل الفنيين العاملين في مركز أدوات المساعدة.
- إذا توقف الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع عن العمل أمام المنزل فيجب أن يتم أخذه إلى مكان آمن للتخزين. لا يسمح لك مطلقاً سحب الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع (سحبه خلف عربة أخرى) لأن هذا يمكن أن يسبب خطر نشوب الحريق. إذا لم تتمكن من تدير النقليات بنفسك فيمكن أن تستخدم شركة توصيل أو عربة قطر. يتوجب عليك أن تدفع بنفسك تكاليف النقليات.

التأمين

- إن الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع هو من أدوات المساعدة المرغوب سرفتها. في حالة إلحاق الضرر بالكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع أو حدوث ذلك فستكون ملزماً بدفع التعويض عن ذلك.
- راجع حماية التأمين الموجودة لديك. ستجد معلومات عن قيمة الكرسي الكهربائي المتحرك/محرك الدفع في صك الاستعارة او لدى كاتب الوصفة.

سويا مع التكييف مع السيارة

إذا كان من اللازم عمل تكييف مع السيارة سويا مع الكرسي الكهربائي المتحرك فيجب عليك أن تتواصل مع كاتب الوصفة قبل بدء التكييف. يتوجب ذلك لكي يتمكن كاتب الوصفة من التواصل مع مركز أدوات المساعدة لعمل تحليل مشترك حول المخاطر.