



Erityisiä lisäyksiä sähköpyörätuolien ja lisävoimalaitteiden lainausehtoihin

Käyttö ja hoito

- Henkilökohtaisten apuvälineiden määräämistä koskevan käsikirjan mukaan sähköpyörätuoleja ja lisävoimalaitteita on käytettävä jatkuvasti vuoden jokaisena viikkona, kun tieolosuhteet sen sallivat.
- Sähköpyörätuolien käyttötiheyden tulisi olla vähintään 3 kertaa viikossa ja hoitajan ohjaamia lisävoimalaitteita tulee käyttää vähintään 2 kertaa viikossa.
- Määräyksen antaja vastaa seurannasta ja voi pyytää sähköpyörätuolin/lisävoimalaitteen palauttamista, jos sitä ei käytetä henkilökohtaisten apuvälineiden määräämistä koskevan käsikirjan, käyttöohjeen tai määräyksen antajan ohjeiden mukaisesti.
- Noudata apuvälineen käyttöohjeita .
- Varmista, että, renkaiden ilmanpaine on oikea.
- Pidä pyörätuoli/lisävoimalaite puhtaana.
- Akut ja laturit:
 - Lataa akkuja, vaikka sähköpyörätuolia/lisävoimalaitetta ei käytettäisi vähään aikaan, katso käyttöohje.
 - Pyörätuoli/lisävoimalaite voi olla latauksessa, kun sitä ei käytetä, mutta ukkosen sattuessa laturi on irrotettava, koska se voi muuten vaurioitua.
 - Jos laturin pistoke vedetään ulos pistorasiasta, mutta laturi on kytkettynä sähköpyörätuoliin/lisävoimalaitteeseen, akut purkautuvat. Siksi laturi on irrotettava sekä pistorasiasta että sähköpyörätuolista/lisävoimalaitteesta, kun lataus ei ole käynnissä.
 - Jos akku on vaihdettava virheellisen tai puutteellisen latauksen vuoksi, saatat olla korvausvelvollinen.
 - Lataus tulee tehdä kuivassa, ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila on vähintään +5 astetta.
- Kaikki lisälaitteet ja -asetukset, jotka ylittävät valmistajan määrittämät, voivat vaikuttaa pyörätuolin/lisävoimalaitteen turvallisuuteen. Lisävarusteita tai lisälaitteita ei saa asentaa ilman määräyksen antajan ja apuvälinekeskuksen suostumusta.

Säilytys

- Säilytystilan tulee olla kuiva ja ilmastoitu, eikä sen lämpötila saa laskea alle +5 asteen.
- Säilytys on järjestettävä siten, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi sähköpyörätuoliin/lisävoimalaitteeseen tai akkulaturiin. Jos sähköpyörätuolia/lisävoimalaitetta säilytetään tilassa, johon useilla henkilöillä on pääsy (esimerkiksi polkupyörien tai rattaiden säilytystilassa kerrostaloissa) se on

lukettava ja jos mahdollista, ankkuroitava lukituskaapelilla/ketjulla. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöosi saadaksesi selville turvallisen säilytyksen ehdot. Jos on tarpeen pysäköidä sähköpyörätuoli/lisävoimalaite väliaikaisesti ulos, se on sijoitettava lukittuna sääsuojattuun paikkaan.

Liikenne

- Kun ajat sähköpyörätuolilla/lisävoimalaitteella, sinun on noudatettava voimassa olevia liikennesääntöjä.
- Et saa ajaa sähköpyörätuolia/lisävoimalaitetta alkoholin, huumeiden tai arviointikykyysi vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Ajaessasi sähköpyörätuolilla/lisävoimalaitteella ulkona kävelyvauhtia (noin 5–6 km tunnissa) nopeammin voimassa ovat pyöräilijöiden liikennesäännöt. Pyörätuoli/lisävoimalaite on silloin varustettava kuin se olisi polkupyörä ja sinun on ajettava pyörätiellä, jos sellainen on käytössä.
- Pimeällä sähköpyörätuolissa/lisävoimalaitteessa pitää olla valaistus ja heijastimet.
- Jos ajat sähköpyörätuolilla/lisävoimalaitteella hitaammin kuin noin 5–6 km tunnissa, sinua pidetään jalankulkijana.
- Jos toinen henkilö vahingoittaa sähköpyörätuoliasi/lisävoimalaitettasi, esim. ajaa sen päälle, merkitse muistiin henkilön nimi ja yhteystiedot. Ota yhteyttä määräyksen antajaan ja vakuutusyhtiöön. Useimmissa tapauksissa on tehtävä poliisi-ilmoitus.

Korjaus ja huolto

- Korjauksen ja teknisen huollon saavat suorittaa vain apuvälinekeskuksen teknikot.
- Jos sähköpyörätuoli/lisävoimalaite lakkaa toimimasta kodin ulkopuolella, se on vietävä turvalliseen säilytyspaikkaan. Sähköpyörätuolia/lisävoimalaitetta ei saa koskaan hinata (vetää toisen ajoneuvon perässä), koska se voi aiheuttaa palovaaran. Jos et pysty järjestämään kuljetusta itse, voit vuokrata kuriirin tai hinausauton. Sinun on maksettava kuljetuskustannukset itse.

Vakuutus

- Sähköpyörätuolit ja lisävoimalaitteet ovat varkauksille alttiita apuvälineitä. Jos sähköpyörätuoli/lisävoimalaite vaurioituu tai katoaa, saatat olla korvausvelvollinen.
- Tarkista vakuutusturvasi. Sähköpyörätuolin/lisävoimalaitteen arvo löytyy lainasitoumuksesta tai määräyksen antajalta.

Jos auton sopeuttaminen on tarpeen

Jos autosi tarvitsee sopeuttaa sähköpyörätuolin käyttöön, ota yhteyttä määräyksen antajaan ennen sopeutumisen aloittamista. Tämä siksi, että määräyksen antaja voi ottaa yhteyttä apuvälinekeskukseen yhteisen riskianalysin tekemistä varten.