



Aneks do umowy wypożyczenia elektrycznego wózka inwalidzkiego z agregatem napędowym

Użytkowanie i dbałość o sprzęt

- Zgodnie z Podręcznikiem przepisywania osobistego sprzętu pomocniczego, elektryczny wózek inwalidzki wraz z agregatem napędowym powinien być używany regularnie co tydzień, przez cały rok, jeśli nawierzchnia drogi na to pozwala.
- Częstotliwość używania elektrycznego wózka inwalidzkiego powinna wynosić co najmniej 3 razy w tygodniu, a agregatu napędowego obsługiwanego przez opiekuna wózkowicza co najmniej 2 razy w tygodniu.
- Przepisujący odpowiada za monitorowanie użytkowania i może zażądać zwrotu wózka elektrycznego/agregatu, jeśli sprzęt nie jest używany zgodnie z Podręcznikiem przepisywania osobistego sprzętu pomocniczego, instrukcją obsługi lub udzielonymi instrukcjami.
- Przestrzegaj instrukcji obsługi sprzętu.
- Kontroluj regularnie ciśnienie powietrza w kołach.
- Utrzymuj elektryczny wózek inwalidzki i agregat napędowy w czystości.
- Akumulator i ładowarka:
 - Pamiętaj o ładowaniu akumulatora, nawet jeśli wózek elektryczny/agregat napędowy nie jest używany przez jakiś czas, patrz: instrukcja obsługi.
 - Wózek elektryczny/agregat może być ładowany, kiedy nie jest w użytku, ale w czasie burzy ładowarka musi być odłączona od prądu, inaczej może ulec uszkodzeniu.
 - Jeżeli ładowarka jest odłączona od prądu, ale podłączona dalej do wózka/agregata, akumulator rozładowuje się. Dlatego należy odłączyć ładowarkę zarówno z gniazdka prądu jak i od sprzętu, kiedy wózek nie jest ładowany.
 - Jeżeli zajdzie konieczność wymiany akumulatora na skutek nieprawidłowego ładowania, możesz być zobowiązany do zapłaty.
 - Ładowanie ma przebiegać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi co najmniej + 5 stopni.
- Wszelkie wyposażenie dodatkowe i inne ustawienia niż zainstalował producent mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wózka/agregatu. Żadne wyposażenie dodatkowe lub akcesoria nie mogą być montowane na wózku bez zgody osoby przepisującej sprzęt lub Hjälpmedelscentralen.

Przechowywanie

- Sprzęt należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi co najmniej + 5 stopni.
- Sprzęt należy przechowywać w miejscu, gdzie osoby postronne nie mają dostępu do wózka/agregatu lub ładowarki. Jeżeli sprzęt przechowywany jest w pomieszczeniu dostępnym dla innych osób (np. w wózkowni czy rowerowni w bloku mieszkalnym) jest wymagane, aby wózek elektryczny/agregat był zabezpieczony zamkiem lub jeśli to możliwe przywiązany zamkiem linkowym/łańcuchowym.

Skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową i sprawdź warunki bezpiecznego przechowywania sprzętu. W przypadku konieczności zaparkowania wózka/agregatu na zewnątrz, ma on być postawiony w miejscu zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi.

Wózek w ruchu drogowym

- Kiedy poruszasz się elektrycznym wózkiem inwalidzkim/agregatem napędowym masz obowiązek przestrzegać przepisy drogowe.
- Nie wolno poruszać się elektrycznym wózkiem inwalidzkim/agregatem napędowym pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani leków wpływających na zdolność oceny sytuacji.
- Kiedy poruszasz się na zewnątrz elektrycznym wózkiem inwalidzkim z prędkością wyższą od pieszego (ok 5 – 6 km/h) obowiązują Cię takie same przepisy drogowe jak rowerzystów. Wózek inwalidzki ma być wówczas wyposażony tak jak rower i masz poruszać się po drodze rowerowej, jeśli taka jest.
- W ciemności elektryczny wózek inwalidzki ma mieć lampy i odblaski.
- Kiedy poruszasz się elektrycznym wózkiem inwalidzkim z prędkością mniejszą niż 5 – 6 km/h jesteś traktowany jak pieszy.
- Jeżeli ktoś inny uszkodzi Twój wózek elektryczny/agregat napędowy, np. najedzie na wózek, masz spisać dane osobowe i kontaktowe osoby, która spowodowała szkodę. Skontaktuj się potem z osobą, która przepisała wózek i z ubezpieczycielem. Zazwyczaj wymagane jest również zgłoszenie zdarzenia na policję.

Naprawa i konserwacja

- Naprawa i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez techników z Hjälpmedelscentralen.
- Jeżeli elektryczny wózek inwalidzki zepsuje się poza domem, musi być odtransportowany w bezpieczne miejsce do przechowania. Nie wolno nigdy holować elektrycznego wózka inwalidzkiego/agregatu napędowego (ciągnąc wózek za innym pojazdem), ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo pożaru. Jeżeli nie jesteś w stanie sam zorganizować transportu, wezwij firmę lub pomoc drogową. Koszty transportu musisz pokryć sam.

Ubezpieczenie

- Wózek inwalidzki elektryczny i agregat napędowy, to sprzęt narażony na kradzież. Jeżeli sprzęt zostanie zniszczony lub zginie, możesz zostać zobowiązany do zapłaty za sprzęt.
- Sprawdź warunki swojego ubezpieczenia. Informacja o wartości wózka elektrycznego/agregatu napędowego jest na umowie wypożyczenia lub u osoby przepisującej sprzęt pomocniczy.

W połączeniu z przystosowaniem samochodu

- Jeśli wymagane jest dostosowanie samochodu w połączeniu z przepisaniem elektrycznym wózkiem inwalidzkim, należy skontaktować się z osobą przepisującą sprzęt przed rozpoczęciem dostosowania. Jest to potrzebne, aby osoba przepisująca sprzęt mogła skontaktować się z Hjälpmedelscentralen w celu przeprowadzenia wspólnej analizy ryzyka.