



เงื่อนไขการยืมเพิ่มเติมพิเศษสำหรับรถเข็นไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อน

การใช้และการดูแลรักษา

- ตาม *คู่มือในการส่งจ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนบุคคล* จะต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี เมื่อสภาพถนนเอื้ออำนวย
- สำหรับรถเข็นไฟฟ้า ความถี่ในการใช้งานจะต้องมีอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และจะต้องใช้ชุดขับเคลื่อนที่ควบคุมโดยผู้ปวยอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์
- เจ้าหน้าที่ส่งจ่ายมีหน้าที่ติดตามผลและอาจขอให้ส่งคืนรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนหากไม่ได้ใช้ตาม *คู่มือในการส่งจ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนบุคคล* คู่มือการใช้งาน หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งจ่าย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันลมยางอยู่ในระดับที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นสะอาด
- แบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จ
 - อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้รถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรดดูคู่มือการใช้งาน
 - รถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนควรชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ได้หากไม่ได้ใช้ แต่ในกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ต้องถอดอุปกรณ์ชาร์จออก ไม่เช่นนั้นเครื่องชาร์จอาจเสียหายได้
 - หากถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนังแต่ยังเชื่อมต่อกับรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนอยู่แบตเตอรี่ก็อาจหมดได้ ดังนั้นต้องถอดเครื่องชาร์จออกจากผนังและรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนเมื่อไม่มีการชาร์จ
 - หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนื่องจากการชาร์จไฟไม่ถูกต้องหรือบกพร่อง คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 - การตัดเก็บและการชาร์จควรทำในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท โดยมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- อุปกรณ์เสริมและการตั้งค่าทั้งหมดนอกเหนือจากที่ระบุโดยผู้ผลิตอาจส่ง

ผลต่อความปลอดภัยของรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อน
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ส่งจ่ายและศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเหลือ

การจัดเก็บ

- การจัดเก็บต้องจัดเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท ซึ่งรักษาอุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่า +5 องศา
- การจัดเก็บจะต้องมีชั้นเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนได้ หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หากรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่หลายคนเข้าถึงได้ (เช่น ที่เก็บจักรยานหรือรถเข็นเด็กในอาคารห้องชุด) รถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนอาจต้องล็อคไว้ และหากเป็นไปได้ให้ล็อคด้วยสายเคเบิลโซ่สำหรับล็อค โปรดติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณเพื่อดูเงื่อนไขในการจัดเก็บอย่างปลอดภัย หากจำเป็นต้องจอดรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนไว้กลางแจ้งชั่วคราว จะต้องวางรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนไว้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันจากสภาพอากาศ

การจราจร

- เมื่อขับรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อน คุณต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่บังคับใช้
- ห้ามไม่ให้ขับรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนขณะมีเมฆแอลกอฮอล์ ยา หรือยาที่ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาของคุณ
- เมื่อขับรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนกลางแจ้งด้วยความเร็วสูงกว่าการเดิน (ประมาณ 5-6 กม.ต่อชั่วโมง) กฎจราจรของผู้ขับขี่จักรยาน รถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนนั้นจะต้องติดตั้งเป็นเหมือนจักรยานและคุณจะต้องขับบนเส้นทางจักรยานถ้าหากมี
- ในที่มีรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนต้องมีไฟส่องสว่างและสะท้อนแสง
- หากคุณขับรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนช้ากว่าประมาณ 5-6 กม.ต่อชั่วโมง จะถือว่าเป็นคุณเป็นคนเดินเท้า
- หากบุคคลอื่นทำความเสียหายแก่คุณ เช่น ขับรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อน ให้จดชื่อและรายละเอียดสำหรับติดต่อของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งจ่ายและบริษัทประกันของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการแจ้งความกับตำรวจ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- การซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางเทคนิคสามารถทำได้โดยช่างเทคนิคของศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเหลือเท่านั้น
- หากรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อนหยุดทำงานขณะอยู่นอกบ้าน จะต้องนำไปไว้ในที่จัดเก็บที่ปลอดภัย
คุณต้องไม่ลากรถเข็นไฟฟ้า/ชุดขับเคลื่อน (ลากด้วยยานพาหนะอื่น) เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
หากคุณไม่สามารถจัดเตรียมการขนส่งด้วยตนเอง
คุณสามารถจ้างบริษัทจัดส่งหรือรถลากจูงได้
ซึ่งคุณต้องจ่ายค่าขนส่งเอง

การประกันภัย

- รถเข็นไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อน เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ถูกขโมยได้ หากอุปกรณ์ช่วยเหลือได้รับความเสียหายหรือสูญหายคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบการคุ้มครองประกันภัยของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือสามารถขอได้ในหนังสือสัญญาฉบับกับเจ้าหน้าที่ส่งจ่าย

การใช้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนรถยนต์

หากเกี่ยวข้องกับปรับเปลี่ยนรถยนต์ในการใช้งานร่วมกับรถเข็นไฟฟ้าของคุณ ให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งจ่ายก่อนเริ่มการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งจ่ายสามารถติดต่อศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับวิเคราะห์ความเสียหายร่วม