

Särskilda tillägg till lånevillkor för elrullstol och drivaggregat

Användning och skötsel

- Enligt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel ska elrullstol och drivaggregat användas kontinuerligt varje vecka året om, när väglaget tillåter.
- För elrullstol ska användningsfrekvensen vara minst 3 gånger per vecka och vårdarstyrda drivaggregat ska användas minst 2 gånger/vecka.
- Förskrivaren ansvarar för uppföljning och kan begära att elrullstolen/drivaggregatet återlämnas om det inte används enligt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, bruksanvisning eller förskrivarens instruktioner.
- Följ hjälpmedlets bruksanvisning.
- Se till att lufttrycket i däcken är rätt.
- Håll elrullstolen/drivaggregatet rent.
- Batterier och laddare:
 - ladda batterier, även när elrullstolen/drivaggregatet inte används under en period, se bruksanvisning.
 - elrullstolen/drivaggregatet kan stå på laddning då de inte används, men vid åska ska laddaren kopplas ur, annars riskeras laddaren att skadas.
 - om laddaren är urdragen ur vägguttaget men sitter kvar i elrullstolen/drivaggregatet laddas batterierna ur. Därför ska laddaren kopplas ur, både ur väggen och ur elrullstolen/drivaggregatet, när det inte pågår någon laddning.
 - om batteriet behöver bytas ut på grund av felaktig eller bristfällig laddning kan du bli ersättningsskyldig.
 - laddning ska ske i torrt, ventilerat utrymme som håller en temperatur som inte understiger + 5 grader.
- All extrautrustning och inställningar utöver de som tillverkaren anger kan påverka elrullstolens/drivaggregatets säkerhet. Tillbehör eller extrautrustning får inte monteras utan förskrivarens och Hjälpmedelscentralens medgivande.

Förvaring

- förvaring ska ske i torrt, ventilerat utrymme som håller en temperatur som inte understiger + 5 grader.
- förvaring ska ske så att obehöriga inte kan få tillgång till elrullstolen/drivaggregatet eller till batteriladdaren. Om elrullstolen/drivaggregatet förvaras i utrymme som flera personer har tillgång till (exempelvis cykel- eller barnvagnsförråd i flerbostadshus) ska elrullstolen/drivaggregatet vara låst och om möjligt förankrat med låskabel/kedja. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på villkoren för säker förvaring. Vid behov att tillfälligt parkera elrullstolen/drivaggregatet utomhus ska den placeras låst på väderskyddad plats.

Trafik

- När du kör elrullstol/drivaggregat är du skyldig att följa gällande trafikregler.
- Du får inte köra elrullstolen/drivaggregatet under påverkan av alkohol, droger eller läkemedel som påverkar bedömningsförmågan.
- När du kör din elrullstol/drivaggregat utomhus fortare än gångfart (cirka 5–6 km i timmen) gäller cyklisternas trafikregler. Elrullstolen/drivaggregatet ska då vara utrustad som en cykel och du ska köra på cykelbanan om det finns en sådan.
- I mörker ska elrullstolen/drivaggregatet ha belysning och reflexer.
- Kör du elrullstolen/drivaggregatet långsammare än cirka 5–6 km i timmen betraktas du som gångtrafikanter.
- Om en annan person skadar din elrullstol/ ditt drivaggregat, t.ex. kör på den, ska du notera personens namn och kontaktuppgifter. Ta kontakt med din förskrivare och ditt försäkringsbolag. I de flesta fall behöver en polisanmälan göras.

Reparation och underhåll

- Reparation och tekniskt underhåll får endast utföras av Hjälpmedelscentralens tekniker.
- Om elrullstolen/drivaggregatet slutar fungera utanför hemmet måste den föras till en säker förvaringsplats. Du får aldrig bogsera elrullstolen/drivaggregatet (dra den efter annat fordon) då det kan medföra brandfara. Om du inte kan ordna transport själv kan du anlita en budfirma eller bärgningsbil. Du får själv betala kostnader för transporten.

Försäkring

- Elrullstol och drivaggregat är stöldbärliga hjälpmedel. Om elrullstolen/drivaggregatet skadas eller förkommer kan du bli ersättningsskyldig.
- Se över ditt försäkringsskydd. Uppgift om elrullstolens/drivaggregatets värde finns i låneförbindelsen eller hos förskrivaren.

I kombination med bilanpassning

Om det är aktuellt med bilanpassning i kombination med din elrullstol ska du kontakta din förskrivare innan anpassningen påbörjas. Detta så att förskrivaren kan kontakta hjälpmedelscentralen för gemensam riskanalys.