



LifeCare light - etikettskrivarkonfiguration
2025-07-17

LifeCare light Privata vårdgivare

Etikettskrivarkonfiguration

Bekgrund och syfte

Detta dokument beskriver hur, för lösningen godkända, etikettskrivare till tjänsten LifeCare light Privata vårdgivare Extern provtagning ska konfigureras.

Av VGR godkända skrivare för lösningen är Zebra ZD411 och ZD421 med typspecifika drivrutiner.

Skrivarkonfiguration

Zebra ZD421

Skapa skrivarkö med drivrutinen ZDesigner ZD420-203dpi ZPL.
Gör följande inställningar på kön:

1. 52x34mm (bredd / höjd).
2. Grafikläge: Clipart (Ingen)
3. Direkttermo-läge.
4. 0 mm i marginaler.

Zebra ZD411

Skapa skrivarkö med drivrutinen ZDesigner ZD411-203dpi ZPL.
Gör följande inställningar på kön:

1. 52x34mm (bredd / höjd).
2. Grafikläge: Clipart (Ingen)
3. Direkttermo-läge.
4. 0 mm i offset eller marginaler.
5. Ändra inställningen "Statuskontroll pågår: Typ av statuskontroll" till "Avaktiverad" under "Driverinställningar". Görs detta inte så fastnar utskrifter i skrivarkön.