





Snabbguide Omda MediaLab Mobile image capture.

Version 1





Innehåll

1. Instruktion för parkoppling av mobil enhet	3
2. Inställningar i appen.....	4
3. Inställningar i mobilen	5
3.1. Aktivera notiser för appen.....	5
3.2. Tillåt appen att använda kameran.....	5
3.3. Tillåt appen att arbeta i bakgrunden.....	5
4. Användaranvisning	6
4.1. Logga in	6
4.2. Startside/Sök patient	6
4.3. Startside vid oskickade case	7
4.4. Inaktivitet och utloggningsvarning	7
4.5. Patient sökning.....	7
4.6. Skapa ett case.....	8
4.7. Överföringsvyn/Skickade case	10
4.8. Om ett case inte skickas	10

1. Instruktion för parkoppling av mobil enhet


1. Öppna appen
2. Gå till inställningar genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på inloggningsidan



I inställningar expanderar du avsnittet Para enhet.

3. Fyll i användarnamn (samma användarnamn som du använder i Picsara eller i Media)
4. Fyll i Region
5. Fyll i Lösenord (Detta kan du välja själv).

Alternativt får du användarnamn och lösenord av din administratör. Då byter du lösenord första gången du loggar in. Administratören kan också berätta vilken region du ska fylla i.



Administratören godkänner parkopplingen.

6. Parkopplingen är godkänd



Om du parar en telefon med användare som redan är parad på telefonen försvinner all data kopplad till användaren och det går inte att återställa. Telefonen kommer visa en varningsruta med möjligheten att fortsätta eller inte.


2. Inställningar i appen

Gå till inställningar genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på inloggningsidan




1. Språk

- Ändra språk i appen.



2. Ljud och vibrationer

- Aktivera eller inaktivera vibrationer och ljud.




3. Enhetsnamn

- Ange ett namn för enheten (valfritt).



4. Parkoppling


- Utför parkoppling mellan mobila enheten och backend (Administratörens del).



5. Nätverksinställningar - kontrollerar att nätverket och enheten har kontakt. Om allt är bra, visas gröna bockar.

- Global Proxy ska lysa grönt

- Lokal Proxy ska lysa grönt



3. Inställningar i mobilen

3.1. Aktivera notiser för appen

För att aktivera notiser för appen på din iOS- eller Android-enhet, följ stegen nedan:

1. På iOS

- Tryck på appen "Inställningar" på din iPhone
- Rulla ned och tryck på "Notiser"
- I listan över appar, hitta och tryck på "CIMA"
- Slå på "Tillåt notiser"
- Välj hur du vill att notiser ska visas (på låsskärmen, i notiscenter eller som banderoller) och om du vill ha ljud eller märken.

2. På Android

- Tryck på appen "Inställningar" på din Android-enhet
- Tryck på "Appar" eller "Apphanterare"
- I listan över appar, hitta och tryck på "CIMA"
- Tryck på "Notiser" eller "Aviseringar"
- Slå på "Visa notiser" eller liknande alternativ
- Välj hur du vill att notiser ska visas, om de ska vara ljudlösa eller med ljud, och andra preferenser.

3.2. Tillåt appen att använda kameran

För att tillåta appen att använda kameran på din iOS- eller Android-enhet, följ stegen nedan:

1. På iOS

- Tryck på appen "Inställningar" på din iPhone
- Scrolla ner och välj "Sekretess & säkerhet"
- Tryck på "Kamera" i listan
- Hitta applikationen och slå på växeln för att tillåta åtkomst.

2. På Android

- Tryck på appen "Inställningar" på din Android-enhet
- Välj "Appar" eller "Apphanterare"
- Tryck på den aktuella appen i listan
- Tryck på "Behörigheter" och välj "Kamera"
- Välj "Tillåt" för att aktivera kamerabehörigheten.

3.3. Tillåt appen att arbeta i bakgrunden

1. På iOS
 - Aktivera bakgrundsuppdatering:
 - Gå till Inställningar
 - Allmänt
 - Bakgrundsuppdatering
 - Aktivera CIMA-applikationen.
 - Kontrollera batteriinställningar:
 - Gå till Inställningar
 - Batteri
 - Inaktivera Låg strömläge.
2. På Android
 - Tillåt bakgrundsaktivitet:
 - Gå till Inställningar
 - Appar
 - CIMA-applikationen
 - Batteri/Bakgrundsaktivitet och aktivera det.
 - Inaktivera batterioptimering:
 - Gå till Inställningar
 - Batteri
 - Batterioptimering
 - CIMA-applikationen
 - Välj Ej optimerad.

4. Användaranvisning

4.1. Logga in

Fyll i:

- Användarnamn
- Lösenord
- Avdelning



Vid första inloggning kan en lösenordsändring krävas. Det är en inställning som administratören gör.

4.2. Start sida/Sök patient

När du loggat in kommer du till sidan för Sök patient.



4.3. Starsida vid oskickade case

Om det finns case som inte är skickade när appen startas, kommer du direkt till galleriet och ett meddelande visas.

- Välj OK
- Klicka på Skicka case

När caset är skickat kommer du till startsidan och kan söka fram en patient.



4.4. Inaktivitet och utloggningsvarning

Om appen är inaktiv visas en varningsruta som meddelar användaren att de kommer att loggas ut på grund av inaktivitet inom en viss tidsgräns, med möjlighet att avbryta utloggningen:

- För att avbryta, tryck "AVBRYT"



4.5. Patient sökning

Sök efter patient:

1. Ange patient-ID och välj Sök.

Sök efter patient
Sök efter en patient nedan med hjälp av deras personnummer.

PID-format: 1111-1111-1111

Sök

Om ett ogiltigt personnummer anges visas ett meddelande som frågar om du vill mata in informationen manuellt. (Observera att detta kan variera beroende på backend-konfiguration.)

Sök efter patient
Sök efter en patient nedan med hjälp av deras personnummer.

PID-format: 1111-1111-1111

Sök

⚠ Fel - Patientsökning!
Patient inte funnen. Fyll i patientinformation manuellt?

Patientinformation
Ange patientinformationen manuellt nedan för att skapa ett nytt case för patienten.

191212121210

* Förnamn

Efternamn

Kön Födelsedatum


2. Vid giltigt personnummer, bekräfta att det är rätt person och välj Skapa case.




Form titled "Patientinformation" with patient ID "19121212121212". Fields include: Förnamn (Isabel), Efternamn (Lindqvist), Kön (Kvinna), and Födelsedatum (1943-07-23). Buttons at the bottom are "Avbryt" and "Skapa case".

4.6. Skapa ett case


1. Lägg till kommentarer till caset.



2. Klicka på kameraikonen för att starta kameran.




- Välj foto- eller videoläge
- Ta bild eller spela in video

Växla kamera: Tryck på pilikonen  för att byta mellan fram- och bakkameran.

Välj lins på bakkameran:

Om din enhet har flera linser, exempelvis vidvinkel, ultravidvinkel eller telefoto, kan du enkelt välja önskad lins

direkt på skärmen. Tryck på prick-ikonen  för att byta kameralins.

Justera skärpa och ljus:

Tryck en gång på skärmen på det område där du vill fokusera för att justera skärpan.



Tryck en gång till på skärmen för att justera ljusstyrkan.



- Lämna kameravyn genom att trycka på pilen Tillbaka




- Lägg till kommentarer under bilder eller radera bilder vid behov




- Välj skicka case

- Bekräfta att du vill skicka caset.




- Alternativt, klicka på avbryt och tryck på pilen högst upp för att avbryta skapandet av caset.



4.7. Överföringsvyn/Skickade case

Överföringsvyn visar status för skickade case och har 4 flikar: Utkorg, Skickade, Misslyckade och Avbrutna.

1. Välj brevikonen:



2. Välj den flik du behöver:



- **Utkorg:** Pågående case som ska skickas.
- **Skickade:** Framgångsrikt skickade case.
- **Misslyckade:** Case som inte skickats.
- **Avbrutna:** Raderade case.

4.8. Om ett case inte skickas

Ett meddelande visas i utkorgen, där caset markeras som rödlistat.

1. Kontrollera att internetanslutningen är kopplad till WiFi-nätverket
2. Se till att både local och global proxy är aktiverade och lyser grönt under inställningarna.



Viktigt! Caset skickas inte när mobila enheten är i viloläge eller när man stängt ner skärmen. Kontrollera alltid att alla case är skickade innan mobila enheten eller appen stängs ner.

3. Gå till utkorgen, öppna fliken för misslyckade case.


Vidare åtgärder:

Samma användare som skapade caset:


- Alternativet Tvinga sändning visas. Klicka för att manuellt skicka caset.

Olika användare:

- Applikationen försöker automatiskt skicka caset var 15:e minut.



4. Du kan välja Information för att se orsaken till varför caset inte har skickats iväg. Se exemplet nedan: **Fel: Väntar på WiFi.**





Revision history

Date	Rev. no.	Description of changes
04/12/2024	1.0	Creating document
19/02/2025	2.0	Updating information
Click or tap to enter a date.	Choose an item.	