

# LATHUND – Ordinera Hemodialys

## Hur man lägger ordinationer för Hemodialys

1. Sök fram ordinationen **Ordination av Hemodialys**
2. Formuläret **Ordination av Hemodialys** öppnas.
3. Dokumentera aktuell information.
4. Signera formuläret.

Ordination av hemodialys

Behandlingstyp:  Hemodialys (HD)

Behandlingsplats:  Dialysmottagning/kronisk

Behandlingstid per session:  3 h

Dialysatfilter:  FX 100 CoDiox

Torrsvikt: 70

Referensvikt:

Blodflöde (Qb):  200 mL/min

Dialysatflöde (Qd):  Autoflöde

Dialysattemperatur:  Auto

Dialysat kalium:  2 mmol/L

Dialysat natrium:  138 mmol/L

Dialysat bikarbonat:  32 mmol/L

Dialysat kalcium:  1,25 mmol/L

Total ultrafiltrationsvolym:

Maximal ultrafiltrationshastighet:

HDF Ersättningsvätska:  HDF Ersättningsvätska, post

Särskilda instruktioner:

Dialysaccess:  Arteriovenös fistel

Access, lokalisering:  Underarm, höger

Nålstorlek:  16 gauge

Nålängd:  20 mm

Typ av nål:  Vass

Stickteknik:  Nytt tryck varje gång

Kateterlös:  Citat

Figur 1. Formulär Ordination av hemodialys

5. Signera ordinationen. Har ordinationen lagts från arbetsflödet görs detta via ikonen **Ordinationer att signera**.
6. Dokumenterad information visas i arbetsflödet **Hemodialys** i komponenten **Ordination av Hemodialys**.

Hemvård

Ordinationer att signera

Ordination av hemodialys

Idag 10:38

Behandlingstyp: Hemodialys (HD)

Behandlingsplats: Dialysmottagning/kronisk

Behandlingar per vecka: Tre gånger per vecka

Behandlingstid: 3 h

Dialysfilter: FX 100 CoDiox

Torrsvikt: 70

Blodflöde (Qb): 200 mL/min

Dialysatflöde (Qd): Autoflöde

Dialysattemperatur: Auto

Dialysat kalium: 2 mmol/L

Dialysat natrium: 138 mmol/L

Dialysat bikarbonat: 32 mmol/L

Dialysat kalcium: 1,25 mmol/L

Figur 2. Arbetsflöde Hemodialys