

# LATHUND – Upprepad Framtida ordination

## Upprepad Framtida ordination

1. Ordinera Blodtryck.
2. Välj alternativet **Ja** i fältet **Framtida ordination**.
3. Rutan **Information om kommande ordinationer** visas.
4. Välj alternativet **Återkommande ordinationer** och sedan hur ofta blodtrycket ska mätas.
5. Klicka på **OK**.
6. Klicka på **Signera**.

The screenshot shows a medical software interface for managing prescriptions. The main window displays a patient record for 'UTBILDNINGSTEST, ANNIKA - MX0000953'. A modal dialog titled 'Information om kommande ordination' is open, showing options for 'Ettårig ordination' and 'Återkommande ordination'. The 'Återkommande ordination' option is selected, and the frequency is set to '1 vecka' (1 week) with '3 förekomster' (3 occurrences). The 'Framtida ordination' field in the main window is set to 'Ja' (Yes). The 'OK' button in the modal is highlighted, and the 'Signera' button is visible at the bottom right of the main window.

Figur 1. **1:** Ordinationen Blodtryck **2:** Val om Framtida ordination **3:** Val om Framtida ordinationer **4:** Information om kommande ordinationer **5:** OK **6:** Signera.