

Utbildning Millennium

Magnesiumbehandling

I den Interaktiva vyn, navigera till Förlösning ökat vårdbehov och välj Magnesiumbehandling, kontroller. Dokumentera information and klicka Signera.

The screenshot shows the Millennium medical system interface. At the top, there is a patient header with the following information: TESTRAPPORT, DUPLIXA; PNR:16201001-4404; Kön:Kvinnligt; Alder:26 år. On the right side of the header, there is a status bar with the text: Överkänslighet: Överkänslighet har inte angetts; Behandlingsbegränsning: Inga begränsningar; Dosdispensering: <Inga data>. Below the header, there is a navigation menu on the left with the following items: Antenatal slutenvård, Antenatal undersökning, Förlösning, Förlösning ökat vårdbehov, Hotande förlossning, Myndighet och barnskövning, Magnesiumbehandling, kontroller, Östarens blödning, Perinatal död, Vitalparametrar, Instrumentell förlösning, and Säteförlösning. The 'Förlösning ökat vårdbehov' and 'Magnesiumbehandling, kontroller' items are highlighted with red circles and arrows. The main content area on the right shows a search bar with the text 'Sök objekt' and a list of search results. The first result is 'Magnesiumbehandling, kontroller' with a date of 2023-12-05 and a time of 14:17. A dropdown menu is open over this result, showing the following options: Indikation till magnesiuminfusion, Reflextest av knä, vänster, Reflextest av knä, höger, Patientens reaktion, magnesiumbeh., Mikterad urin, and Indikation till magnesiuminfusion. The 'Indikation till magnesiuminfusion' option is selected.

Figur 1. Dokumentation av magnesiumbehandling, **1**: Välj Förlösning ökat vårdbehov, **2**: Välj Magnesiumbehandling, kontroller, **3**: Dokumentation av information.